

KARTA PRODUKTU

K867B

data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
12.02.2024		DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKTU					
Klient / Kraj dostawy		BIERONKA CLOUD OF LUXURY 155x200 cm rozmiar max 155x200cm(+0/-1cm) waga : min - 1390g max - 1460g WKT15-MFA1-K867B 5905428037940 REF: KCL 1 MIKROFIBRA 85g/m2 -szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR 930g NOWY WZÓR KWADRATY 5X6					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		OPTRON					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE-LAMÓWKA POLIESTROWA MIKROFIBRA Z SZARYM PASKIEM							
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKA cięta nylon Z. DATĄ PRODUKCJI, w formacie tydzień/miesiąc.rok					
Wszywki pozostałe							
Inne komponenty montowane							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		torba 40x60x20 cm FOLIA					
dodatkowe komponenty		ulotka medyczna					
Etykieta informacyjna		ETYKIETA informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE							
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		2 szt. z kodem 15905428037947			
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x400 po Lidl'u					
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4			
		ilość kartonów na palecie		8		etykieta logistyczna na paletę	
		CHEP NIEBIESKA					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok. Kołdra pakowana do torby z etykietą i ulotką maedyczną . PAKOWANIE I SKŁADANIE W/G WZORU. Na paletę etykieta logistyczna.							

PRODUCENT | MANUFACTURER
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.;
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446
e-mail: orders@johncotton.eu

     


5 905428 037940 >

REF KCL 1 **LOT** 24.06.2024

METKE ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI!
KEEP THE LABEL FOR COMPLAINTS

Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy należy: uważnie przeczytać i zrozumieć treść niniejszego instrukcji obsługi, w szczególności rozdziału 1, w którym podano informacje o sposobie użytkowania i sposobie montażu. Wskazania zawarte w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać ściśle i uważnie. Wskazania zawarte w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać ściśle i uważnie. Wskazania zawarte w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać ściśle i uważnie.

KOLORA CLOUD OF LUXURY

Wytłaczarki

PREZEWIZJA ZASTOSOWANIE

Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza. Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza. Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza.

PREZKAZOWANIE DO STOSOWANIA

Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza. Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza.

OSTRZEŻENIA

Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza. Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza.

W przypadku pojawienia się takich uszkodzeń należy niezwłocznie zgłosić ich wystąpienie producentowi lub sprzedawcy. W przypadku pojawienia się takich uszkodzeń należy niezwłocznie zgłosić ich wystąpienie producentowi lub sprzedawcy.

SPOSÓB PRACY CHŁADOWNIA KOLORA CLOUD OF LUXURY

Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza. Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza.

UMIAGŁA

Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza. Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza.

SKŁAD

Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza. Wytłaczarki przeznaczone są do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności w miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości powietrza.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYKROJU

	Przeznaczenie do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków		Wytłaczarki
	Wytłaczarki przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków		Numer seryjny
	Wytłaczarki przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków		Opis techniczny

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYKROJU

	Wytłaczarki przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków		Opis techniczny
	Wytłaczarki przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków		Opis techniczny
	Wytłaczarki przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków		Opis techniczny

W razie wystąpienia jakiegolwiek uszkodzenia prosimy niezwłocznie zgłosić ich wystąpienie producentowi lub sprzedawcy. W razie wystąpienia jakiegolwiek uszkodzenia prosimy niezwłocznie zgłosić ich wystąpienie producentowi lub sprzedawcy.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYKROJU

	Wytłaczarki przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków		Opis techniczny
	Wytłaczarki przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków		Opis techniczny
	Wytłaczarki przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków		Opis techniczny

English

Please read this instruction carefully before using the device. The instructions provide information on correct use of the device and its use should be used in accordance with all of the information contained in the instructions. If you intend changing the device use and in any case of suspected device failure, please consult your doctor.

Instructions for use

CLOUD OF LUXURY DUVEET

REF KCL 1

Medical device

INTENDED USE

The basic treatment of allergic diseases is the avoidance of allergens (i.e., allergen-producing substances). It has been proven that domestic dust mites, which is the main human allergen, does not penetrate on polyester surface. The duvet with duvet cover provides a barrier against allergen against the duvet. The Cloud of Luxury Duvet is indicated to be a "preventive" preparation and treatment of the cause of the bed-mite-mediated allergic diseases, as well as the removal of mite-related measures, intended to reduce exposure to allergens such as dust mites, linens, animal dander, animal dander, other allergens of allergic type (e.g., pollen, fungi, moulds, allergens and volatile substances).

In many cases of suspected allergic diseases, medical consultation should be sought for the device after approval or recommendation of specialists of allergic diseases.

Indicated for the treatment of allergic diseases and related health problems: respectively, ICID-10: J28.0-L28.1, H10, J32, J37, J39, J45.

INSTRUCTIONS FOR USE

The duvet should be used to cover the whole surface of the bed (the body, during or after sleep), for allergic sufferers and healthy people. To remove pollen grains, allergens or the device should be washed with a suitable water.

The duvet is a non-medical medical device intended for repeated use, with limited exposure to the product (maximum of 10 to 15 years of use). The duvet is a non-medical device, it is recommended to use the duvet in accordance with its intended use and other information provided with this instruction on the product label.

CONTRA INDICATIONS FOR USE

The duvet is not a cause of allergic diseases, it is not an allergen. Do not use the product in direct contact with the skin. Do not use in children under 3 years of age. Do not use in cases of skin conditions, allergic diseases, allergic symptoms and persons with damaged skin, open wounds or lesions caused by a healing or another irritation.

WARNINGS

The device is an artificial, personal use. For healthy and healthy people, the device must not be used unnecessarily or abusively by others. In an event of a need for other people to use the device, it is mandatory to carry out thorough cleaning and the device before use.

Do not use the device in the presence of children or pets.

Do not store on or a damp and/or a wet bed. Do not use the device in damp and/or dirty interiors.

Do not use the device if it is damaged, repaired or slightly deformed. In the event of a change or heavy usage, it is recommended to replace the device should be replaced.

Due to the effect of wear and tear or the wearing process, it is possible for the device to become pilled or discoloured particles, and the device being torn or damaged.

The guaranteed period of the device is 2 years without tearing or original properties, provided that the device is used in accordance with the instructions and product properties.

Resale packaging can be dangerous for children. After removing the device, the packaging should be removed so as not to let the child of the device.

In the event of allergic reactions or any other adverse reactions associated with use of the device, discontinue use immediately and consult a doctor.

STORAGE AND MAINTENANCE

The product is intended for use in the original packaging. During transport and storage, the product should be protected against dirt, dust, moisture and mechanical damage. Store the product at temperatures between 17°C and 25°C. The product should be stored in a dry, well-ventilated place. The product should be protected from the effects of temperatures and moisture. Protect the device from excessive exposure to dust, direct sunlight and heat sources (e.g., radiators, heating boilers). The device should be protected at least 2 maintenance periods are stored in the device in a sealed or closed container. Do not touch or use other parts of the device after the washing process, the duvet must be firmly sealed. The following maintenance periods parameters should be used:






NOTE: In order to eliminate allergens, the device should be washed periodically at high temperatures and periodically subjected to high temperature pressing (the use of steamers is also recommended).

COMPOSITION

Coat 100% polyester

Wash 100% polyester

EXPLANATION OF SYMBOLS USED ON DEVICE LABELS

CE CE marking conforming to the European Union (EU) Directive 93/68/EEC of the European Parliament and of the Council.

Consult instructions for use

Keep away from sunlight

REF Catalogue number

LOT Lot number

Store in dry place

Temperature limit

EXPLANATION OF SYMBOLS INDICATING THE DEVICE MAINTENANCE PROCESS

NO Maximum washing temperature 60°C washing process

Tumble drying prohibited, drying at low temperature, including ironing

Do not bleach

Do not iron

NO Do not bleach

NO Do not dry clean

NO Do not iron

In case of any serious incident related to the device, the manufacturer should be immediately informed by writing to the following address: "John Cooper Europe" S.p. z o.o., ul. John Coopera 20-26, 55-210 Szczecinek, Poland, by phone: +48 66 66 66 66 or electronically at info@johncooper.eu. It is also necessary to notify the competent authority of the Member State on whose territory the incident occurred.

"John Cooper Europe" S.p. z o.o.
ul. John Coopera 20-26, 55-210 Szczecinek, Poland
+48 66 66 66 66
info@johncooper.eu

CE

REF

LOT

KUCERKA.PL/PL/265.3201 (EN)

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		K867B	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by /date/ /signature/			
		BIEDRONKA	
		155X200	
		CLOUD OF LUXURY	
		KWADRATY 5 X 6	
		6 kwadratów po długości koldry i 5 kwadratów po szerokości koldry	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	szerokość 240	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,42 mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 171 x 220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
KROJENIE CUTTING	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
	Waga w kg		
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	OPTRON - 1028	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	930g	
CARDING	+% Odpadu	8%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	140 szt flisa / 1 OPTORN	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	OPTRON - 1028 NOWY WZÓR KWADRATY 5X6	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	140 szt / 1 OPTRON	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG-86,00mb ND-92mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	140 szt - lamowanie	
	Zużycie nici w metrach bieżących	22,00mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	7,30mb	
	+ % Odpadu	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	300szt torba	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	600 szt kx4	
	Worek/prasowanie/karton		
		waga koldry przed lamowaniem	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY		155x200= x 85g x 2 530g	
ADDITIONAL DESCRIPTION	1650g - 1700g	waga wypełnienia 930g	
	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		
	WAGA DO SPRAWDZENIA PRZY PIERWSZEJ PRODUKCJI	waga : min - 1390g max - 1460g	