


KARTA PRODUKTU			K796
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.06.09	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	KOŁDRA THE FIRST		
Rozmiar	220x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1430g max - 1500g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL20-MFA1-K796		
Kod kreskowy EAN	5905428027729		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF KFR 1		
Opis materialu / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-01		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTRÓWE REGENERAT		
	880G		
	KANAL prosto		
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE -PINSONIC			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 700X900 Z ULOTKA MAEDYCZNĄ		
ZAMKNIĘCIE WORKA	PRASA		
Etykieta informacyjna	ULOTKA MEDYCZNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt z kodem zbiorczym 05905428097722	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500 cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
	Paleta jednorazowa SPD12-01		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana z ulotką medyczną. PO SPAKOWANIU POWINIEN BYĆ WIDOCZNY KOD KRESKOWY NA WSZYWCE.			

etykieta zbiorcza na karton



wszywka pielęgnacyjna



ulotka medyczna

Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrob należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznej należy skonsultować się z lekarzem.

KOLDRA THE FIRST

REF KFR 1

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE
Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udowodniono, że na podłożu poliestrowym główny alergen czowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego koldra o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Koldra The First przeznaczona jest do stosowania wspomagającego¹⁾ w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poronnych chorób alergicznych²⁾, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergeny przeniesionej nietylko nośną, ale także skórą, a także zapalenia skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zaskórniki, łupież, a także i migotawki podniebienne).

¹⁾ W każdym przypadku poszerzenia choroby alergicznej należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszania objawów choroby alergicznej.

²⁾ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Koldra powinna być stosowana do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrob należy zawsze powiesić w podwieszaku łazienkowym. Koldra jest nieważnym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dozwolonego użytkowania od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrob. Wyrob stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWWKAZANIA DO STOSOWANIA
Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, owiane niezabłaskowane oparunkiem rany i/lub owrzodzenia.

OSTRZEŻENIA
Wyrob jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrob nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu (stosowanej poszewki). Wyrob należy stosować zawsze powieszony w dodatkową poszewkę. Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego (lub zmarszczonego). Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach. Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (przemogłego zamieszczania). W razie uszkodzenia lub w przypadku znaczących niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrob na nowy. Pod wpływem działania używania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zniekształcenie lub zmiana barwy poszewki (złotnienie), a także istnieje możliwość zbrzydzenia się wypełnienia wyrobu. Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy zachowaniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostawało w zasięgu dzieci. W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użyciem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECIWOCHOWYWANIA I KONSERWACJI
Wyrob należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrob przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrob przechowywać i używać w suchym, przewiewnym, poddawianym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu. Nie narządzać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrob zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i broder ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piecek). Wyrob powinien być poddawany co najmniej 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zawilgoconego. Nie prac z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć koldrę.

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

	Maxymalna temperatura prania 60°C, prasowanie normalnie		Używać z ostrożnością w obszarach rozciągających na płasko		Nie używać chemikaliów
	Nie stosować białego		Nie prasować		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Nazwa i adres wytwórcy		Znak CE (zgodność z Dyrektywą Rady 93/42/EWG)		Model		Numer serii
	Informacje o opakowaniu		Konsultacja z lekarzem		Chroń przed działaniem promieni słonecznych		Przechowywać w suchym miejscu

UWAGA: Wyrob należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozciągających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD
Poszewka: 100% poliestr (mikrofibra).
Wypełnienie: 100% poliestr (włókno poliestrowe, karbowane, sprężyste, z recyklingu).

ROZMIAR
Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczawieńska 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 68 446
www.johncotton.eu

Numer i data wydania instrukcji: IJUCENFRRev.054.2020



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	K796	
			200x220	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
E.Sajko			28.01.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,6mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 230 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	880g	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC 1900mb	
	Linia nr	Line number	820szt.	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 26,00 Nici-Poly strong snp75-a2 ND- 28,00 Bobbins SNB10-A2-02	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	410 szt , pakowanie w worek/ 1os	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry 200x220 - 616g 880g waga : min - 1430g max - 1500g	