

KARTA PRODUKTU		ISPR-JC (K873)	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
20.06.2024	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU	Kołdra pikowana z dwóch różnych kolorów: jedna strona niebieski nadruk , druga strona kolor beżowy gładki.	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Kraj Kołdra COLORS JOHN COTTON 160X200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 990 g max - 1040g PKT16-MFAA-ISPR-JC 5905428039845 KCS 3 MICROFIBRA DRUKOWANA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm UWAGA: SPOSÓB ZAKŁADANIA NA MASZYNĘ SMF22-AA-ISPR110 niebieski nadruk na beż- jako <u>dolna</u> strona kołdry SMF22-B1-BEIGE 72 g solid colour BEŻOWA- jako <u>górna</u> strona kołdry WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 580 G Kanał Fałą co 30cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - ŁAMÓWKA BEŻOWA SQUARE CORNER			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM	INDYWIDUALNA DLA KAŻDEGO KOLORU	
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane	KÓLDRA PRODUKOWANA I PAKOWANA W MIX 5 KOLRÓW		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy z uchem BEZ NAKŁUĆ 500x830+90 REC		
ZAMKNIECIE WORKA	PRAŚA		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA Z KODEM INDYWIDUALNYM DLA KAŻDEGO KOLORU		
	UŁOTKA MEDYCZNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
PAKOWANIE ZBIORCZE	SPARSOWANE KÓLDRY ZAPAKOWANE PO 60 SZT DO SHIPERA OKLEJONE NAKLEJĄ Z INDEKSEM DANEGO KOLORU- PKT16-MFAA-ISPR-JC		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
UWAGA : KÓLDRA SPAKOWANA DRUKOWANA STRONA DO WIERZCHU z ETYKIETĄ I NFORMACYJNĄ I UŁOTKĄ MEDYCZNĄ DO WORKA . ZAPAKOWANA DO KARTONU PO 60SZT OKLEJONEGO NAKLEJKĄ PKT16-MFAA-ISPR110 PRZYGOTOWANA DO PAKOWANIA ZBIORCZEGO. SHIPPER WYKORZYSTYWANY KILKUKROTNIE AŻ DO ZUŻYCIA.			



PL

Instrukcja użytkownika

Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrobó należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku pojawienia choroby alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.

KOLDRA COLORS

Wyrób medyczny

REF KCS 1 | KCS 2 | KCS 3 | KCS 4 | KCS 5 |

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia choroby alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udowodniono, że na podłożu poliestrowym gromy alergeny cząsteczki, czyli rozciśnięte kurzu domowego, nie namnażają się – dlatego koloru o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym zanieczyszczeniem. Kolor przeznaczony jest do stosowania wspomagającego w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu ponownych choroby alergicznych, jako jeden z elementów wieloetapowego leczenia zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny, alergię przewlekłą, nieżyt nosa, astmę oskrzelową, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatoki, tętna, gardła i migotawek podniebnych).

* W każdym przypadku postępowania choroby alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszania objawów choroby alergicznych.

** Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Związanych, ICD-10, odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J35, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Kolor stosować do okrywania całej powierzchni lub części ciała, poddasz odpoczniku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze powieszony w pozostawionej białej. Kolor jest nieznaczającym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas domowego użytkowania od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy stosować go przewietrzony wyrób. Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z innymi informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji i na etykietach wyrobu.

PRZECIWKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niebezpieczne opatunkiem rany lub wstrząsami.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względu zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosować go powieszony. Wyrób stosować zawsze powieszony w dodatkową poszewkę. Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego lub przemoczzonego. Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zamkniętych pomieszczeniach. Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (trwałego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znaczących niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób na nowy. Pod wpływem działań używania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zniekształcenie lub zmiana barwy tkaniny (złotnienie), a także łatwiej możliwe zrywanie się wypełnienia wyrobu. Określenie składu używania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i na etykietach wyrobu. Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostawało w zasięgu dzieci. W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakiegokolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestanie używania i skonsultować się z lekarzem.

SPÓSÓB PRZECZYSZCZANIA I KONSERWACJA

Wyrób transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania, należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrób przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, w suchym, przewietrzonym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródła ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piece). Proszę konserwować wyrób przeprowadzać co najmniej 2-3 razy w roku. Nie przechowywać wyrobu zainfekowanego lub zawilgoconego. Nie pruć z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć kolor. Należy stosować następujące parametry konserwacji wyrobu:

UWAGA: Wyrób należy poddać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowego działania niskich temperatur (zamrażania), a także zalecane jest stosowanie środków rozczyszczających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD

Poszycie: 100% poliestr.

Wypełnienie: 100% poliestr.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYROBU

CE	Oznakowanie CE (potwierdzenie zgodności z Regulacjami Parlamentu Europejskiego (Rady UE) 2017/145)	Producent	MD	Wyrób medyczny	
1	Zapisać do instrukcji użytkownika	REF	Numer katalogowy	LOT	Numer serii
60	Trzymać z dala od światła słonecznego	U	Chronić przed wilgocią	15°C	Dopuszczalna temperatura

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBU

60	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny	U	Nie stosować białenia	U	Nie czyścić chemicznie
15°C	Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej, temperatura maks. 15°C	U	Nie prasować		

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 74 84 56 446 lub elektronicznie na adres e-mail: orders@johncotton.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446 | orders@johncotton.eu
www.johncotton.eu

CE

IJUC/EC/CD/Rev.0/06.2024 | PL

JOHN COTTON

Colors

Design

Kołdra 160x200cm

Przyjazna dla osób z alergią
łatwe pranie w 60°C
Przyjemna w dotyku
Całoroczna

Dobra Cena!

PL

WYRÓB MEDYCZNY

PRODUCENT:
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska

WYPRODUKOWANO W POLSCE

OEKO TEX® STANDARD 100
IW 00056
Lukasiewicz-ITF
www.oeko-tex.com

POSZYCIE: 100% poliestr
WYPEŁNIENIE: 100% poliestr

REF KCS 3 **E / ICE / KCS / Rev.0 / 06.2024**

WWW.JOHN COTTON.EU

5 905428 039845

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			PKT16ISPR-JC	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra COLORS	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			160x200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/			/signature/	
E.Sajko				
PRODUKT			72g/m2 Mikrofibra drukowana (2 wzory tkaniny do jednej kołdry)	
TKANINA WIERZCHNIA			3,48mb	
FABRIC TOP			5%	
Rozmiar panelu (rozkroju)			2 x 174x 220 cm	
TKANINA SPODNIA				
FABRIC BOTTOM				
TKANINA WEWNĘTRZNA				
COROVIN				
KROJENIE				
CUTTING				
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE			SQUARE CORNER	
CARDING (FIBRE)				
Waga z rozkroju i z wykurczem			580g 180g/m2	
+-% Odpadu			7%.	
WZÓR PIKOWANIA			SQUARE CORNER	
QUILTING			910 szt Kanał Falą co 30cm 1600m	
Nici -Zużycie w metrach bieżących			NG - 27,00mb - polystrong ND - 18,00mb - bobins Durafix	
KROJENIE (PK)				
CUTTING				
SZYCIE I WYKONCZENIE			SQUARE CORNER - automat	
BINDING			60mb / łańcuszek	
LAMOWKA (SZNUREK)			LAMÓWKA zgodnie z kartą	
BINDING			9,08mb 6%	
PACKAGING			500 szt k x 5 kolorów do jednego kartonu (po 1 szt z koloru)	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej kołdry	
ADDITIONAL DESCRIPTION			460g - tkanina 580g - wypełnienie	
			waga : min - 990 g max - 1040g	