

KARTA PRODUKTU		LUCI-JC (K873)		
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
2024.06.21	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU	Kołdra pikowana z dwóch różnych kolorów: jedna strona nadruk kolorowe kwiatki , druga strona kolor beżowy gładki.	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	JOHN COTTON Kołdra COLORS JOHN COTTON 160X200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 990 g max - 1040g PKT16-MFAA-LUCI-JC 5905428039852 KCS 4 MICROFIBRA DRUKOWANA 72g/m ² -szer.tkaniny 220cm UWAGA: SPOSÓB ZAKŁADANIA NA MASZYNE : LUCIE110 Tk mikrofibra 220, 72gs nadruk kolorowe kwiatki- jako <u>dolna</u> strona kołdry SMF22-B1-BEIGE 220cm 72 g solid colour BEŻOWA- jako <u>górna</u> strona kołdry WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 580 G Kanał Fałą co 30cm 	SMF22-AA-		
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materialu / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - ŁAMÓWKA BEŻOWA SQUARE CORNER				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM	UWAGA KOD KRESKOWY JEST DLA KAŻDEGO KOLORU INDYWIDUALNY		
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane	KOŁDRA PRODUKOWANA I PAKOWANA W MIX 5 KOLORÓW			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy z uchem BEZ NAKŁUĆ 500x830+90 REC			
ZAMKNIĘCIE WORKA	PRASA			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA Z INDYWIDUALNYM KODEM KRESKOWYM DLA KAŻDEGO KOLORU			
	ULOŃKA MEDYCZNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
PAKOWANIE ZBIORCZE	SPARSOWANE KOŁDRY ZAPAKOWANE PO 60 SZT DO SHIPERA OKLEJONE NAKLEJĄ Z INDEKSEM DANEGO KOLORU PKT16-MFAA-LUCI-JC			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
UWAGA : KOŁDRA SPAKOWANA DRUKOWANĄ STRONĄ DO WIERZCHU z ETYKIETĄ I NFORMACYJNĄ I ULOŃKĄ MEDYCZNĄ DO WORKA WŁAŚCIWA DLA WŁAŚCIWEGO KOLORU KOŁDRY, SPRASOWANA . ZAPAKOWANA DO KARTONU PO 60SZT OKLEJONEGO NAKLEJKĄ PKT16-MFAA-LUCIE PRZYGOTOWANA DO PAKOWANIA ZBIORCZEGO .SHIPPER WYKORZYSTYWANY KILKUKROTNIE AŻ DO ZUŻYCIA.				

70

SWCO-3

LOT: 29/07/2024

HJCE/KCS/Rev.0/06.2024

JOHN COTTON

EUROPE

KOLDRA COLORS

160 x 200 cm

WYRÓB MEDYCZNY

POSZYCIE: 100% poliestr

WYPEŁNIENIE: 100% poliestr

OEKO TEX

STANDARD 100

www.johncotton.eu

PRODUKT:

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 44 6
e-mail: contact@johncotton.eu

CE

MD

5 905428 039852 >

REF

KCS 4

LOT

29/07/2024

NETKĘ ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI

PL

Instrukcja używania

KOLDRA COLORS

REF

KCS 1 | KCS 2 | KCS 3 |
KCS 4 | KCS 5 |

Wyrób medyczny

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udowodniono, że na podobu pościelowych główki alergen człowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego koldra o takim kształcie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Koldra przeznaczona jest do stosowania wspomagającego w zapobieganiu i łagodzeniu przewlekłych chorób alergicznych**). Jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny alergiczny przewłok niechłoniący, a także osłona, stopniowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatoki, krtań, gardła i migdałków podniebiennych).

** W każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznej należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszania objawów choroby alergicznej.

*** Wielkość ekspozycji na alergeny (wielkość ekspozycji) Kodyfikacji Choroby i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, odpowiednio: J30, J45, L30, H10, J32, J33, J31, J35.

SPÓSOB UŻYTKOWANIA

Koldrę stosować do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrobę używać zawsze powieszony w pozycji zawieszanej.

Koldra jest niekwaszonym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas skutecznego użycia od 10 do 12 godzin). W przypadku skutecznego użycia należy obowiązkowo przewieźć wyrobę. Wyrobę stosować zgodnie z przewidywanym zastosowaniem oraz z innymi informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji na etykietach wyrobu.

PRZECIWSKAZANIAMI DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabezpieczone opatunkiem rany lub nieczyszczone.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem wielokrotnego, doświadczonego użytku. Ze względu na właściwości higieniczne, wyrobę nie może być jednocześnie lub porównie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanie powieszki.

Wyrób stosować zawsze powieszony w dodatkowej pozycji.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawieszającego lub przemieszczającego. Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znaczne zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrobę na nowy.

Pod wpływem okresu użytkowania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmechwienie lub zmiana barwy pończoty (człowieka), a także silniejsza możliwość zrywania się wypełnienia wyrobu.

Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i na etykietach wyrobu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostawić w zasięgu dzieci.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

SPÓSOB PRZECZYSZCZANIA I KONSERWACJI

Wyrób transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania, należy zabezpieczyć wyrobę przed zabrudzeniem, zakażeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrób przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródła ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piece). Proszę konserwować wyrobę przemieszczając, do najmniej 2-3 razy w roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zawilgoconego. Nie prac z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć koldrę. Należy stosować następujące parametry konserwacji wyrobu:

60

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozczyszczających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD

Poszycie: 100% poliestr.

Wypełnienie: 100% poliestr.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYROBU

CE Orzeczenie CE (pozwolenie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/45)	Producent	MD Wyrób medyczny
Zajrzyj do instrukcji użytkownika	REF Numer katalogowy	LOT Numer serii
Trzymać z dala od światła słonecznego	Chronić przed wilgocią	Dopuszczalna temperatura

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBU

60 Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny	Nie stosować białenia	Nie czyścić chemicznie
Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej; temperatura maks. temperatura wyjściowa maks. 60°C	Nie prasować	

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 74 84 56 44 6 lub elektronicznie na adres e-mail: orders@johncotton.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 44 6 | orders@johncotton.eu
www.johncotton.eu

CE

IJUCE/KCS/Rev.0/06.2024 | PL

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			PKT16LUC-JC			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
			/signature/		/signature/	
			E.Sajko			
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
FABRIC TOP			+ % Odpadu		Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
TKANINA SPODNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM			+ % Odpadu		Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
COROVIN			+ % Odpadu		Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
KROJENIE			Linia nr		Line number	
CUTTING			Wydajność na 1 osobe / zmianie		Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE			Linia nr		Line number	
CARDING (FIBRE)			Wydajność na 1 osobe / zmianie		Current Speed per 1 person / shift	
			Waga z rozkroju i z wykurczem		Weight	
			+ % Odpadu		Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA			Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift	
QUILTING			Linia nr		Line number	
			Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
KROJENIE (PK)			Linia nr		Line number	
CUTTING			Wydajność na 1 osobe / zmianie		Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE			Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift	
BINDING			Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre	
			Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK)			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
BINDING			+ % Odpadu		Scrap %	
PACKAGING			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
			Rolowanie / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY					waga gotowej kołdry	
ADDITIONAL DESCRIPTION					460g - tkanina	
					580g - wypełnienie	
					waga : min - 990 g max - 1040g	