

KARTA PRODUKTU		MAC-JC (K873)	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
2024.06.21	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU	Kołdra pikowana z dwóch różnych kolorów: jedna strona biały nadruk na różowej, druga strona kolor różowa gładki.	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	KRAJ Kołdra BICOLOR JOHN COTTON 160X200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 990 g max - 1040g PKT16-MFAA-MAC-JC 5905428039869 KCS 1 MICROFIBRA DRUKOWANA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SPOSÓB ZAKŁADANIA NA MASZYNĘ SMF22-AA-MACALA Tk mikrofibra 220, 72gs biały nadruk na różowej- jako <u>dolna</u> strona kołdry SMF22-H1-PINK 72 g solid colour RÓŻOWA- jako <u>górną</u> strona kołdry WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 580 G Kanał Fałą co 30cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - ŁAMÓWKA RÓŻOWA SQUARE CORNER			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM	UWAGA KOD KRESKOWY JEST DLA KAŻDEGO KOLORU INDYWIDUALNY	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	KOŁDRA PRODUKOWANA I PAKOWANA W MIX 5 KOLRÓW		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy z uchem BEZ NAKŁUĆ (500x830+90 REC)		
ZAMKNIĘCIE WORKA	PRASA		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA Z INDYWIDUALNYM KODEM KRESKOWYM DLA KAŻDEGO KOLORU		
	ULOTKA MEDYCZNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
PAKOWANIE ZBIORCZE	SPARSOWANE KOŁDRY ZAPAKOWANE PO 50 SZT DO SHIPERA OKLEJONE NAKLEJĄ Z INDEKSEM DANEGO KOLORU- PKT16-MFAA-MAC-JC		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
UWAGA : KOŁDRA <u>SPAKOWANA DRUKOWANA STRONĄ DO WIERZCHU</u> z ETYKIETĄ I NFORMACYJNĄ I ULOTKĄ MEDYCZNĄ DO WORKA WŁAŚCIWA DLA WŁAŚCIWEGO KOLORU KOŁDRY, SPRASOWANA . ZAPAKOWANA DO KARTONU PO 60SZT OKLEJONEGO NAKLEJKĄ PKT16-MFAA-MACALA PRZYGOTOWANA DO PAKOWANIA ZBIORCZEGO . <u>SHIPPER WYKORZYSTYWANY KILKUKROTNIE AŻ DO ŻUŻYCIA</u>			

JOHN COTTON

Design

Colors

Kołdra

160x200cm

Przyjazna dla osób z alergią

Łatwe pranie w 60°C

Przyjemna w dotyku

Catoroczna

Dobra Cena!

WYRÓB MEDYCZNY

PL

WYPRODUKOWANO W POLSCE

PRODUCENT:
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska

OEKO TEX®
STANDARD 100
IW 00056
Lukałowicz-LIT
www.oeko-tex.com

POŻYCIE: 100% poliester
WYPEŁNIENIE: 100% poliester

REF

KCS 1

E / JCE / KCS / Rev.0 / 06.2024

WWW.JOHN COTTON.EU

5 905428 039869 >

70

LOT: 29/07.2024
MJCE/KCS/Rev.0/06.2024

JOHN COTTON

EUROPE

KOLDRA COLORS

160 x 200 cm

WYRÓB MEDYCZNY

POŻYCIE: 100% poliester
WYPEŁNIENIE: 100% poliester

OEKO TEX®

STANDARD 100

IW 00056

Lukałowicz-LIT

www.oeko-tex.com

WYPRODUKOWANO W POLSCE

PRODUCENT:
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446
e-mail: contact@johncotton.eu

CE MD

5 905428 039838 >

REF

KCS 1

LOT

29/07.2024

METKĘ ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI

PL

Instrukcja użytkownika

Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyroby należy stosować zgodnie ze wskazanymi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.

KOLDRA COLORS

REF

KCS 1 | KCS 2 | KCS 3 |
KCS 4 | KCS 5 |

Wyrób medyczny

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udowodniono, że na podobu poleciowym główny alergen człowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego kokra o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Kokra przeznaczona jest do stosowania wspomagającego w zapobieganiu i łagodzeniu przewlekłego choroby alergicznych¹, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergiczny przeziwisty nazywają raka, astmę oskrzelową, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podobu alergicznych (np. zapalenie spojówek, zakaż, krztuś, gęsia i migotliwość podniekających).

¹ W każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszenia objawów choroby alergicznych.

² Według Międzynarodowej (Statystycznej) Kasyfikacji Chorób i Problemów Związanych, KCD-10, odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Kokrę stosować do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u osób odczuwających na alergię (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać również pościelony w pościelę łóżek i kanapek.

Kokra jest niemateriałowym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dziennego użycia od 12 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrób. Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z innymi informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji i na etykietach wyrobu.

PRZECIWWKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliester. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, choroby niezwiązane z opadnięciem rany lub owrzodzenia.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem aneuralnym, obojętnego użycia. Ze względu na zawartość i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej pościeli.

Wyrób stosować zawsze pościelony w dodatkową pościelę.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawierającego (lub przemieszanego) z innymi wyrobami i stosowanej pościeli, zakurzonych powierzchniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, przekształcenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znaczących niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób na nowy.

Pod wpływem działania użytkownika lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy pościeli (czekajowej), a także istnieje możliwość zrywania się wypełnienia wyrobu.

Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez użycia przewidzianych właściwości, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i na etykietach wyrobu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostawało w zasięgu dzieci.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakiegokolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestąć używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECZYSZCZANIA I KONSERWACJI

Wyrób transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania wyrób przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawiązaniem oraz uszkodzeniem mechanicznym w temperaturze od 15°C do 30°C, w suchym, przewiewnym, pościelonym miejscu pomieszczenia. Nie narażać wyrobu na działanie wysokich temperatur i wilgoci. Wyrób nie ekspozycja na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zrobie ciepła (np. i Proseu konserwacji wyrobu przeprowadzać, co najmniej 2-3 razy w roku. Nie przechowywać lub zawieszanego. Nie pruć z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania kokrę, należy stosować następujące parametry konserwacji wyrobu:

60

UWAGA: Wyrób należy poddać określonej procedurze prania w wysokiej temperaturze (maksymalnej temperaturze (zamiastu), a także zalewane jest stosowanie środków eliminacji alergenów.

SKŁAD

Rozryw: 100% poliester.
Wypełnienie: 100% poliester.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYROBU

CE	Określenie CE (potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (Unia) (UE) 2017/45)	Producent	MD
	Zaprzety do instrukcji użytkownika	REF	Numer katalogowy
	Trzymać z dala od ognia i ciepła		Chroń przed wilgocią

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBU

60	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny		Nie stosować
	Opuszczalne suszenie w suszarnie		Nie prasować

W razie wystąpienia każdego powstającego incydentu związanego z wyrobem, należy pobrać z tym zażaleniu pismo na adres: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 74 84 56 446 lub e-mail: orders@johncotton.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446 | orders@johncotton.eu
www.johncotton.eu

KUJ

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			PKT16MAC-JC			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
			/signature/		/signature/	
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
FABRIC TOP			+ % Odpadu		Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
TKANINA SPODNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM			+ % Odpadu		Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
COROVIN			+ % Odpadu		Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
KROJENIE			Linia nr		Line number	
CUTTING			Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE			Linia nr		Line number	
CARDING (FIBRE)			Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	
			Waga z rozkroju i z wykurczem		Weight	
			+ % Odpadu		Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA			Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift	
QUILTING			Linia nr		Line number	
			Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
KROJENIE (PK)			Linia nr		Line number	
CUTTING			Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE			Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift	
BINDING			Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre	
			Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK)			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
BINDING			+ % Odpadu		Scrap %	
PACKAGING			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
			Rolowanie / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY					waga gotowej kołdry	
ADDITIONAL DESCRIPTION					460g - tkanina	
					580g - wypełnienie	
					waga : min - 990 g max - 1040g	