



KARTA PRODUKTU		PES-JC (K873)	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
16.10.2023	Teresa Grycaj	Kołdra pikowana z dwóch różnych kolorów: jedna strona beżowy nadruk na szarej, druga strona kolor biała gładki.	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	KRAJ Kołdra COLORS JOHN COTTON 160X200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 990 g max - 1040g PKT16-MFAA-PES-JC 5905428039814 KCS 5 MICROFIBRA DRUKOWANA 72g/m ² -szer.tkaniny 220cm UWAGA : SPOSÓB ZAKŁADANIA NA MASZYNĘ SMF22-AA-PESIANNE Tk mikrofibra 220, 72gs beżowy nadruk na szarej- jako dolna strona kołdry SMF22-A1-01-L 72 g color biały - jako dolna strona kołdry WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 580 G Kanał Fałd co 30cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - ŁAMÓWKA BIAŁA SQUARE CORNER			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM	UWAGA KOD KRESKOWY JEST DLA KAŻDEGO KOLORU INDYWIDUALNY	
Wszywki pozostałe	KOŁDRA PRODUKOWANA I PAKOWANA W MIX 5 KOLRÓW		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy z uchem BEZ NAKŁUĆ 500x830+90 REC		
ZAMKNIĘCIE WORKA	PRASA		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA Z INDYWIDUALNYM KODEM DLA KAŻDEGO KOLORU UŁOTKA MEDYCZNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
PAKOWANIE ZBIORCZE	SPARSOWANE KOŁDRY ZAPAKOWANE PO 60 SZT DO SHIPERA OKLEJONE NAKLEJĄ Z INDEKSEM DANEGO KOLORU PKT16-MFAA-PES-JC		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
UWAGA : KOŁDRA SPAKOWANA DRUKOWANA STRONĄ DO WIERZCHU z ETYKIETĄ I NFORMACYJNĄ I UŁOTKĄ MEDYCZNĄ DO WORKA WŁAŚCIWA DLA WŁAŚCIWEGO KOLORU KOŁDRY, SPRASOWANA . ZAPAKOWANA DO KARTONU PO 60SZT OKLEJONEGO NAKLEJKĄ PKT16-MFAA-PASIANNE PRZYGOTOWANA DO PAKOWANIA ZBIORCZEGO: SHIPPER WYKORZYSTYWANY KILKUKROTNIENIE AŻ DO ZUŻYCIA			

Wizualizacja



JOHN COTTON

Design

Colors

Kołdra
160x200cm

Przyjazna dla osób z alergią
Łatwe pranie w 60°C
Przyjemna w dotyku
Całoroczna

WYRÓB MEDYCZNY

PL

WYPRODUKOWANO W POLSCE

CE MD

Oeko TEX

STANDARD 100

POSZYCIŁ: 100% poliester
WYPEŁNIENIE: 100% poliester

REF KCS 5 **E/JCE/KCS/Rev.0/06.2024**

WWW.JOHNCCOTTON.EU

5 905428 039814

PL Instrukcja użytkownika

Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Instrukcja przekazywana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrob należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznej należy skonsultować się z lekarzem.

KOŁDRA COLORS

REF KCS 1 | KCS 2 | KCS 3 | KCS 4 | KCS 5

Wyrób medyczny

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE
Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczucie. Udoświadczono, że na podobu poleświatowym głowy alergen człowieka, czyli rodzice kurzu domowego, nie namnażają się – dlatego kołdra o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Kołdra przeznaczona jest do stosowania wspomagającego w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poniższych chorób alergicznych: jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny, alergiczny przewlekły nieżyt nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatoki, krtań, gardła i migdałków podniebnych).
** W każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznej należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszania objawów choroby alergicznej.
*** Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Kołdrę stosować do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrob używać zawsze powieszony w pozycji białej. Kołdra jest niealkoholowym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dziennego użytkowania od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy odpowiednio przewietrzyć wyrob. Wyrob stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z innymi informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji i na etykietach wyrobu.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA
Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczucie na poliester. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabezpieczone opatunkiem rany lub owrzodzenia.

OSTRZEŻENIA
Wyrób jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrob nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inną osobę, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosować powseki.
Wyrób stosować zawsze powieszony w dodatkowej powsece.
Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego lub przemoczzonego. Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurczonych pomieszczeniach.
Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znaczących niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrob na nowy.
Pod wpływem okresu użytkowania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy poszycia (złotnienie), a także istnieje możliwość zbrania się wypełnienia wyrobu.
Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pełnowartościowości, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i na etykietach wyrobu.
Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostawiało w zasięgu dzieci.
W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakiegokolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI
Wyrób transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania, należy go wyłożyć przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrób przetrzymać w temperaturze od 15°C do 30°C, w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego promieniowania. Nie narządzać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zrośnięciem (np. kaloryfery, grzejniki). Proces konserwacji wyrobu przeprowadzać, co najmniej 2-3 razy w roku. Nie przechowywać wyrobu za lub zawilgoconego. Nie prac z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy moon kodę. Należy stosować następujące parametry konserwacji wyrobu:

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowej niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozczyszczających eliminacji alergenów.

SKŁAD
Poszycie: 100% poliester.
Wypełnienie: 100% poliester.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYROBU

CE	Oznakowanie CE (potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745)	Producent	MD	Wyrób m	
REF	Zajrzyj do instrukcji użytkownika	REF	Numer katalogowy	LOT	Nume
60	Trzymać z dala od światła słonecznego	60	Chronić przed wilgocią	60	Dopusz
60	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny	60	Nie stosować bielenia	60	Nie che
60	Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej; temperatura niska; temperatura wyjściowa maks. 60°C	60	Nie prasować	60	

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie po producenta o tym zdarzeniu pismem na adres: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton Europ Szczażnowo-Zdrój, Polska, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 74 84 56 445 lub elektronicznie na a orders@johnccotton.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczażnowo-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 445 | orders@johnccotton.eu
www.johnccotton.eu

IUJCE/KCS/Rev.0/06.2024

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			PKT16PES-JC			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
			/signature/		/signature/	
			E.Sajko			
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
FABRIC TOP			+ % Odpadu		Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
TKANINA SPODNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM			+ % Odpadu		Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
COROVIN			+ % Odpadu		Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size	
KROJENIE			Linia nr		Line number	
CUTTING			Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE			Linia nr		Line number	
CARDING (FIBRE)			Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	
			Waga z rozkroju i z wykurczem		Weight	
			+ % Odpadu		Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA			Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift	
QUILTING			Linia nr		Line number	
			Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
KROJENIE (PK)			Linia nr		Line number	
CUTTING			Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE			Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift	
BINDING			Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre	
			Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK)			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap	
BINDING			+ % Odpadu		Scrap %	
PACKAGING			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
			Rolowanie / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY					waga gotowej kołdry	
ADDITIONAL DESCRIPTION					460g - tkanina	
					580g - wypełnienie	
					waga : min - 990 g max - 1040g	