

KARTA PRODUKTU			K886
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2024-12-02	Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	KOŁDRA THE FIRST		
Rozmiar	220x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1430g max - 1500g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKŁ20-MFA1-K886		
Kod kreskowy EAN	5905428027729		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF KFR 1		
Opis materialu / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-01		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	880G		
	KANAL prosto		
Linia i maszyna	PINSONIC/ Rolowanie automatyczne		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE -PINSONIC			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK rękaw 29cm		
ZAMKNIĘCIE WORKA	Rolowane		
Etykieta informacyjna	ULOTKA MEDYCZNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt z kodem zbiorczym 15905428027726	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
EURO (załadunek bez palet)			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana z ulotką medyczną.			

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

REF KFR 1



LOT 49/12.24



WKL20-MFA1-K886

PL Instrukcja użytkownika

Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podjęcia terapii należy skonsultować się z lekarzem.

KOLDRA THE FIRST REF KFR 1

Wyrób medyczny

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

[illegible]

* Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J30, J45, I20, I10, J52, J57, J91, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Kubka powinna być stosowana do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, w celu zmniejszenia narażenia (zanieczyszczenia) ciała zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych wytwórce zostały przewidziane przepływy powietrza w postaciach zdrowych.
Kubka jest przeznaczony do użytku w miejscach przeznaczonych do wieloletniego użytku, a ograniczonego ekspozycji (maksymalny czas dziennego użytku od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użytku należy obowiązkowo przewietrzyć wytwór. Wytwór stosować zgodnie z przewidzianymi zaleceniami oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA
 Nie stosować w przypadku osłabienia, u skórnym szaleństwo uczucie na polskiet. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórn. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie stosować w razie występnienia zmian skórných innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórn, obrały niezabojzbezpieczne opatrunki oraz lub swierzbienie.

OSTRZEŻENIA
Wyrob jest wysoce wieloletniego, osobistego użytku. Ze względu zdrowotnych i higienicznych, wyrob nie może być jednocześnie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i słodowej (poszewki).

Wykreślenie słów: zawieszę, przycięzę w doświadczeniu poszukiw. Nie przedmowałem, oraz nie użyłem wyrobu zawieszającego i/lub przyczepionego. Nie skosowałem wyrobu w wilgotny zakurczony pomieszczeniu.

Nie skosowałem wyrobu w przypadku uszkodzenia, zgniecenia lub zabrudzenia (znaczny zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych różnicach do ujęcia zabiorów, należy wykreślić wyrob na nowy.

Pod wpływem stresu użytków lub przeprowadzanych procesów praca motylów jest zmniejszona lub zmienia barwę jaszczurki (złocieńce), a także istnieje możliwość zjadania jej wypełnienia wybrus.

Gwarantujemy okres użytkowania wybrus wynosił 2 lata, barwy pierwotnych włókien, przy zachowaniu stosowania wybrus zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego opakowaniu.

Opakowanie włókna może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wybrus należy usunąć opakowanie i użyć nie porównywać w zakresie dzieci.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wybrus, należy natychmiast zaprzestania używania i skontaktować się z lekarzem.

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr	K886	
				200x220	
				KOŁDRA THE FIRST	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/			/signature/		/signature/
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,6mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
FABRIC TOP			+ % Odpadu	Scrap %	5%
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 230 x 220 cm
TKANINA SPODNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM			+ % Odpadu	Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN			+ % Odpadu	Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE			Linia nr	Line number	
CUTTING			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE			Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
CARDING (FIBRE)			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY
			Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	880g
			'+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC
QUILTING			Linia nr	Line number	710szt.
				Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear	NG- 26,00 Nici-Poly strong snp75-a2
			Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre	ND- 28,00 Bobbins SNB10-A2-02
KROJENIE (PK)			Linia nr	Line number	
CUTTING			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC
BINDING			Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
			Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK)			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
BINDING			+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	355 szt , pakowanie w worek/ 1os
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	rolowanei automatyczne
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	710szt kx8
			Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY					waga gotowej kołdry
ADDITIONAL DESCRIPTION					200x220 - 616g
					880g
					waga : min - 1430g max - 1500g