



KARTA PRODUKTU			K955
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
28.08.2026	Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	ALLEGRO		
Nazwa produktu	KOŁDRA DOBRY SEN		
Rozmiar	220x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	min - 1860g max - 1950g		
Kod magazynowy / Indeks produktu	WKT20-MFA1-K955		
Kod kreskowy EAN	5905428049516		
REF	REF: KDS 1		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 72 g/m² - szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR 1320g		
Wzór pikowania	FALA SKOŚNA		
			
Linia i maszyna	MN_PINS		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA satynowa na rolce z numerem LOT		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	Rękaw do rolowania bez nadruku szer. 290mm		
	Poskładana ulotka medyczna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	karton 290x290x500	1 szt. naklejka widoczna po spaletowaniu	
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	ilość kartonów na paletcie	30	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Koldra rolowana do rękawa na automacie - z ulotką medyczną.			

wszywka pielęgnacyjna

SWK955

K955

LOT: 202608|35

John Cotton®

Kołdra Dobry Sen 365

220x200 cm

1 szt.

Poszycie: 100% poliester

Wypełnienie: 100% poliester

60

15°C

UDI

REF KDS 1

LOT 202608|35

5 9 0 5 4 2 8 0 4 9 5 1 6 >

Producent:

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.

ul. John Cotton Europe 1

58-310 Szczawno-Zdrój, Polska

e-mail: contact@johncotton.eu

SRN: PL-MF-000027273

www.johncotton.eu

CE

MD

i

15°C

36°C

OEKO TEX®

STANDARD 100

by TÜV Rheinland

1W 00056

Lukasiewicz-LIT

Metkę zachować

do reklamacji

Wyprodukowano

w Polsce

M/JCE/KDS/Rev.0/08.2026

ulotka medyczna

PL | Instrukcja używania

Kołdra Dobry Sen 365

REF KDS 1

Wyrób medyczny

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udowodniono, że na podłożu poliestrowym główny alergen człowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się - dlatego kołdra o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Kołdra przeznaczona jest do stosowania wspomagającego* w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poniszonych chorób alergicznych**, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergiczny przewlekły nieżyt nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatok, trzaski, gardła i migotanie podniebienia).

* W każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszania objawów chorób alergicznych.

** Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: 330, 346, L20, H10, 332, 337, 331, 335.

PRZEWIDZIANY UŻYTKOWNIK

Kołdra przeznaczona jest do stosowania przez osoby dorosłe, młodzień i dzieci powyżej 3 roku życia.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Kołdrę stosować do przykrywania ciała w celu zapewnienia ciepła i izolacji cieplnej, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. Nie zakrywać twarzy. Kołdrę używać we właściwym rozmiarze odpowiednio dopasowaną do wieku, wzrostu użytkownika oraz rozmiaru łóżka. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze powleczonej w poszewkę bawełnianą. Kołdra jest nieważnym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas domowego użytkowania od 10 do 15 godzin), w warunkach domowych. W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrób, wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z innymi informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji i na etykietach wyrobu.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA WYROBU

Kołdra służy do przykrywania ciała w celu zapewnienia ciepła i izolacji cieplnej, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergików) i osób zdrowych. Wyrób wykonany jest z materiałów barierowych (podłóże poliestrowe), które uniemożliwiają namnażanie się roztoczy kurzu domowego, głównego alergenu człowieka. Wyrób umożliwia unikanie lub ograniczenie ekspozycji na te alergeny, dzięki temu może być stosowany wspomagająco w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu wyżej wymienionych chorób alergicznych.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliester. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwartą niezaizolowaną oparunkiem rany i/lub owrozczenia.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej poszewki.

Wyrób stosować zawsze powleczonej w dodatkową poszewkę.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego i/lub przemoczzonego.

Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.

W przypadku stosowania kołdry przez małe dzieci (powyżej 3 roku życia) wyrób używać pod nadzorem osoby dorosłej.

Przewać, użytkować kołdrę w przypadku wystąpienia pierwszych oznak uszkodzenia, aby uniemożliwić dostanie się do warstw wypełnienia wyrobu. Może to stanowić zagrożenie zadławienia lub uduszenia się małego dziecka, w przypadku polknięcia małego elementu materiału wypełniającego lub w przypadku zatkania dróg oddechowych przez ten materiał.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób na nowy.

Pod wpływem okresu użytkowania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmechacenie lub zmiana barwy poszycia (złócenie), a także istnieć możliwość zbrnięcia się wypełnienia wyrobu.

Wyrób trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Owarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i na etykietach wyrobu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostawało w zasięgu dzieci.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

Zużyty wyrób oraz wszystkie materiały opakowaniowe (np. folia, torba, etykieta, instrukcja) zużyłować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie lokalnymi przepisami.

SPÓSOB PRZECHECHOWANIA I KONSERWACJI

Wyrób transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie trasy zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym przewieźm, pozabawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomies zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośredni piecyk). Proces konserwacji wyrobu przeprowadzać, co najmniej: Nie prać z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie p konserwacji wyrobu:

60

15°C

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w w a także zalecane jest stosowanie środków rozcieńczających

SKŁAD

Poszycie: 100% poliester.

Wypełnienie: 100% poliester.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYRO

CE	Oznakowanie CE (potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745)	
i	Zajrzyj do instrukcji używania	REF
LOT	Numer serii	
15°C	Dopuszczalna temperatura	

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI

60	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny	
	Suszyć w stanie rozłożonym na płasko	

WAŻNE

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego piśmieniem na adres: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska SRN: PL-MF-000027273 tel.: +48 74 64 56 446 lub elektronicznie na adres e-mail: contact@johncotton.eu

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.

ul. John Cotton Europe 1

58-310 Szczawno-Zdrój, Polska

SRN: PL-MF-000027273

tel.: +48 74 64 56 446 | contact@johncotton.eu

www.johncotton.eu

IIU/JCE/KDS/Rev.0/08.2026

etykieta zbiorcza

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		K955
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez / PREPARED by	KOŁDRA DOBRY SEN
/date/	/signature/	220x200
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	WKT20-MFA1-K955
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	4,64 mb MICROFIBRA BIAŁA 72 g/m² - szer. 220cm
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2x232x220 cm
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	MN_PINS
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	1320g
	+% Odpadu	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	MN_PINS
	Wydajność na 1 zmianę	570 szt
	Nici - Zużycie w metrach bieżących	NG - 69,00 mb ND - 45,00 mb + 28%
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	WYKOŃCZENIE PINSONICZNE
PAKOWANIE PACKAGING	Rolowanie / 1 osoba	ROLOWANIE AUTOMATYCZNE
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Pakowanie / 1 osoba	285 szt. /osobę pakowane do kartonika i układanie na palecie
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej koldry
		tkanina - 630g waga wypełnienia - 1320g
		min - 1860g max - 1950g