

KARTA PRODUKTU		P620		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					
poprawiona karta -PDF 2022.08.08		Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN			
Nazwa produktu		PODUSZKA - BASIC SOFT			
Rozmiar		70x80			
Rozmiar w tolerancji		+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu		waga min- 670g max - 700g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA70-MFA1-P620			
Kod kreskowy EAN		5905428026784			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		M/JCE/11.2019 PABS 1			
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra Biała 72 g/m² - szer tkaniny 220 cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka gładka wywracana szwen do środka PA70-MFA1-P570H			
Waga i rodzaj wypełnienia		620g poliester regenerat nie skręcony			
Linia i maszyna		AUTOTIC 1 / P4			
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek z nadrukiem 700x930			
zamknięcie worka/torby		prasa			
Etykieta informacyjna		ulotka medyczna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500			
		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026781			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 10			
		ilość kartonów na palecie 6			
				CHEP	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ PRZED SPAKOWANIEM data produkcji (DD-MM-RRRR) + numer szwacza . PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIADUJĄCE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA .					

P620



 Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrob należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.



REF PABS 1

Podobną leczeniu chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Uwoodoniono, że na przykład polistowym gówny alergen człowieka, czyli roztwór krwi domowego, nie namnaża się - dlatego podobna o takim składowe stanów materiał barwny przed tym alergenem. Poduszka Basic Soft przeznaczona jest do stosowania wspaniałego" w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu pomniejszych chorób alergicznych", jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergicy przeżyli nieżył nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podobu alergicznym itp. zapalenie spojówek, zatoki, krtań, krtani i migdałki podniebienne).

^{*)} W każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynej drożki zmierzającej do łagodzenia lub zmniejszania objawów chorób alergicznych.

Poduszka powinna być stosowana pod głowę i/lub w odcinku szyjnym kręgosłupa, podciąża odpoczętymu lub snu, u osób cierpiących na alergie (sierpłów) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrob używać zawsze połączony w postawkę bawełniana. Należy codziennie strząpać poduszkę, aby zapobiec zbrzydlaniu się jej wypełnienia.

Poduszka jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej eksploatacji (maksymalny czas dziennego użytkowania od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrob. Wyrob stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabezpieczone opatrunkiem rany i/lub owrzodzenia.

Wyrob jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej poszewki.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego (lub przemoczonego). Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.

Nie słowosć wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia).
W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrobę na nowy.
Pod wpływem okresu używania lub przeprowadzanych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy pozostając (zadziornice), a także istnieje możliwość zbrnięcia się wypełnienia wyrobu.

Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy zachowaniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Wyrób przechowywać i używać w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródła ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piece). Wyrób powinien być poddawany, co najmniej 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu zaludnionego lub zasilającego. Nie prac z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć poduszkę.

	Maksymalna temperatura pracy 60°C, praca normalna		Dopuszczalne skoki temperatury: bezprzew. (temperatura niskiej, temperatura wyjściowa max. 60°C)		Nie czyścić chemią.
	Nie stosować bierla.		Nie pracować.		

	Nazwa i adres wytwórni		Znak CE (potwierdzenie zgodności z Dyrektywą (Unia Europejska))		Model		Data wytworzenia
	Informacje nieuwzględnione na opakowaniu (etykiecie)		Komunikat zapewnienie w/w z instrukcją użytkowania, przed rozpoczęciem składowania		Chroń! przed działaniem promieni słonecznych		Przechowywać w suchym miejscu

temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozcieńczających, w celu eliminacji alergenu.

Poszycie: 100% pollester (mikrofibra).
Wypełnienie: 100% pollester silikonowany.

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie

 JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szoszańska 1, 68-010 Szoszwino-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 66 446; fax: +48 74 84 66 829
www.johncotton.eu



WPA70-MFA1-P620

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr		P620	Auchan
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM				PODUSZKA - BASIC SOFT	
/date/				70x80 - gładka /	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		zaszywana /stebnówce	
/signature/		/signature/			
	Teresa Purcel		NAPYCHANIE P3	Data : 25.09.2019 Teresa Purcel	
			21.03.2022 E.Sajko		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		Mikrofibra Biała 72g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,58mb tkanina	
	+ % Odpadu	Scrap %		5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		poszewka po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 73cm /zaszywa szwacz	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3	P-4	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500szt	3300szt	
	Waga w kg	Weight in kg	620g	620g SILICON nieskręcony Virgin)	
	+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg			
	+% Odpadu	Scrap %			
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift			
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2150szt AUTOTIC	2150 szt - Pillowtick	
				ov - igły - 15,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	l-15mb, ch-30mb	chwytacze - 30,00mb lub -0,0021 kg - Vilcaty - boki / 1szt	
PRZEWRAĆCIE ZASZYWANIE (SEWING)	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		+ 2,10mb nici pernacoren do zaszycia poduszki /maszyna stebnowa	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 overlock AUTOMAT	800szt zaszywana stębnówką	
	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	13mb		
PAKOWANIE PACKAGING	+ % Odpadu	Scrap %			
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt worek - prasa	900szt + worek foliowy z nadrukiem pakowanie . Próżniowe / 700x900	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kx10	1200 szt kx10	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
				waga gotowej poduszki	
				80g	
				waga wypełnienia 620g	
				waga min- 670g max - 700g	