

KARTA PRODUKTU			P625			
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.08.30			04.09.2019 Renata Neumayer			
Klient / Kraj dostawy			AUCHAN			
Nazwa produktu			PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM			
Rozmiar			50X60			
Rozmiar w tolerancji			+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu			waga gotowej poduszki min - 580g max- 610g			
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP50-MFA1-P625			
Kod kreskowy EAN			5905428026838			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			PABE 1 M/JCE/11.2019			
Opis materiału / szerokość			Mikrofibra Biała 72 g/m² - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17 g/m²-szer 240cm SMF22-A1-01			
Opis poszewki/Wzór pikowania			Rolka pikowana z owatą 70 g/m² i flizelina 15/17g/m² PP50-MFA1-FALS-72G poszewka przewracana szwem do środka , bez wszywek PP50-MFA1-P625 FALA 5CM , PIKOWANIE ŚCIEGIEM 4			
Waga i rodzaj wypełnienia			500 g kulka skręt 5s poliestr regenerat			
Linia i maszyna			REACHPEACE/ AUTOTIC 1/ P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE						
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)				
Wszywki pozostałe						
Inne komponenty montowane						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek 500x680 z nadrukiem				
zamknięcie worka/torby		PRASA				
Etykieta informacyjna		ULOTKA MEDYCZNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026835		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		10		
		ilość kartonów na palecie		6		
		CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ PRZED PAKOWANIEM datę produkcji (DD-MM-RRRR) i numer szwacza. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU (prawy górny róg wąskiego i szerokiego boku) NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.						

P625

worek z nadrukiem



etykieta zbiorcza na karton

PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM

50x60



Ilość szt. 10

WPP50-MFA1-P625

wszywka pielęgnacyjna

ulotka na wyroby medyczne

SWEAU-46

John Cotton Europe Sp. z o.o.
59-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM 50x60

Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra)

Wypełnienie: 100% poliestr silikonowany

Jakość: I KJ

REF PABE 1

Data wytwarzania
Patrz na odwrocie.
Metkę zachować do reklamacji

Oeko-Tex®
TEKSTYLIA GODNIE ZAUFANIA
STANDARD 100
IW 00056 IW

Zbadana na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

5 905428026838

Wyprodukowano w Polsce
M/JCE/11.2019



Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznych należy skonsultować się z lekarzem.

PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM

REF PABE 1

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Ustalone, że na podłożu poliestrowym główny alergen człowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego poduszka o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Poduszka Basic Quilted Extra Firm przeznaczona jest do stosowania wspomagającego⁽¹⁾ w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poniszonych chorób alergicznych⁽²⁾, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergiczny przewlekły nieżyt nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatoki, katar, gardła i migotawki podniebiennej).

⁽¹⁾ W każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszania objawów chorób alergicznych.

⁽²⁾ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J52, J57, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Poduszka powinna być stosowana pod głowę (lub w odniku szyjnym kręgosłupa, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergie (alergików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze powieszony w pozewkę bawełnianą. Należy codziennie strząsnąć poduszkę, aby zapobiec zbrzydaniu się jej wypełnena.

Poduszka jest przeznaczona do wielokrotnego użytku, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dziennego używania od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrób. Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWNWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte niezabezpieczone opatrunkiem rany (lub otworożenia).

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanie poszewki.

Wyrób należy stosować zawsze powieszony w otolotowej poszewce.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego, lub przemoczzonego. Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurczonych pomieszczeniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znacznego zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób na nowy.

Pod wpływem okresu używania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy poszycia (zsfekniecie), a także istnieć możliwość zbrzydania się wypełnienia wyrobu.

Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu. W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECIWOCHOWYWANIA I KONSERWACJI

Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrób przechowywać i używać w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródła ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piekarniki). Wyrób powinien być poddawany co najmniej 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zawilgoconego. Nie prać z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć poduszkę.

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny		Optimalizacja suszenia w suszarni bębnowej (temperatura maks. 60°C), temperatura wyjściowa maks. 60°C		Nie czyścić chemicznie.
	Nie stosować żelazna.		Nie prasować.		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Nazwa i adres wytwórcy.		Znak CE (poświadczanie zgodności z Dyrektywą Rady 93/42/EWG).		Model.		Data wytwarzania.
	Informacje o opakowaniu (etykiecie).		Informacje o instrukcji używania, przed rozpoczęciem stosowania.		Chronić przed działaniem promieni słonecznych.		Przechowywać w suchym miejscu.

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków roztoczoobójczych, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD

Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra).

Wypełnienie: 100% poliestr silikonowany.

ROZMIAR

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczawieńska 1, 59-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446; fax: +48 74 84 56 629
www.johncotton.eu



Numer i data wydania instrukcji: IU/JCE/PABE/Rev 011.2019

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr		P625	Auchan
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/					PODUSZKA - BASIC QUILTED EXTRA FIRM	
					50x60 pikowana	
					pikowana kanał falą co 5cm	
	Teresa Purcel		NAPYCHANIE P3			
			21.03.2022	Data : 01.10.2019		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		Mikrofibra Biała 72g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,32 mb tkanina		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %			5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			55 x 128 cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,32 mb flizelina		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size				
KROJENIE	Linia nr	Line number				
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P3	P4		
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1650 szt	3300 szt		
	Waga w kg	Weight in kg	500g	500 g		
	+ % Odpadu	Scrap %				
ZGRZEBLANIE	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,32mb Owata kupowana		
CARDING	+% Odpadu	Scrap %		5%		
	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg		45g		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	Reachpeace lub Bartex			
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300szt Fala co 5 420mb ?			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 22,00 mb - durafix + ND - 0,000390 kg bobbins - Durafix			
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1014 - AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka			
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1600szt AUTOTIC	1600 szt - Pillowtick pikowana		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	i-12mb, ch-25mb	ov - igły - 12,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 25,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt 1,50mb -nici pernacoren do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa pernacoren		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	poszewka wywracana szwem do środka			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 overlock AUTOMAT	1100 szt zaszcicie		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9mb			
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %				
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt worek - prasa	1000szt worek z nadrukiem / prasa		
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift				
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kx10	1200szt kx10		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift				
OPIS DODATKOWY				waga gotowej poduszki		
ADDITIONAL DESCRIPTION				waga składki 110g wypełnienie 500g		
				waga gotowej poduszki min - 580g max- 610g		