

KARTA PRODUKTU P685B				
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2022.05.10	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy			BIEDRONKA	
Nazwa produktu	PODUSZKA EKO 70x80			
Rozmiar	70x80 cm			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1050g max - 1100g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-P685B			
Kod kreskowy EAN	5905428032525			
Nr Artykułu klienta	REF: PKO1			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer tkaniny 220cm		SMF22-A1-03-	
Waga i rodzaj wypełnienia	900g kulka poliester regenerat			
Opis poszewki	POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 120G/M²- AUTOTIC2			
Wzór pikowania	KANał fałg CO 10CM			
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Nylonowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok z GRS 82%			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ULOTKA MEDYCZNA			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	PODUSZKA nie , ROLOWANA DO WORKA 290x900 0,06			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	PŁOMBA ZAMYKAJACA WOREK 10CM PRZEZROCZYSTA			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA NAKLAJANA NA WOREK			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500 cm	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	9		
	ilość kartonów na palecie	6		
	PALETA EUR			

Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka rolowana do worka z nalepką + ulotka. Etykiety zbiorcze wg projektu. Na paletę etykieta logistyczna.

etykieta - A4

wszywka pielęgnacyjna

ulotka medyczna

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Jhn Cotton Europe 1
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

PODUSZKA EKO 70x80

REF PKO 1

Ilość sztuk: 9

15905428032522

LOT 16/04.22

CE

WPP70-MFA1-P685B



Przed przystąpieniem do użycia wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użycia. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użyciu wyrobu. Wyrob należy stosować zgodnie ze wskazaniami informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podjęcia choroby alergicznej należy skonsultować się z lekarzem.

PL WYRÓB MEDYCZNY **PODUSZKA EKO** **REF PKO1**

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE
Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Udowodniono, że na podłożu poliestrowym głowy alergen człowieka, czyli roztocze kurzu domowego, nie namnaża się – dlatego poduszka o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Poduszka Eko przeznaczona jest do stosowania wspomagającego* w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu porażonych chorób alergicznych**, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmniejszającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny: alergiczny przewlekły nieżyt nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zaskórniki, łzawienie i migotanie podniebienia).

* W każdym przypadku podjęcia choroby alergicznej należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmniejszającego do łagodzenia lub zmniejszenia objawów chorób alergicznych.

** Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Poduszka powinna być stosowana pod głowę i/lub w otokiu szczytnym kręgosłupa, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergie (sezonowe i ośrodkowe). W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrob należy zawsze przewleczone w poszczególnych białych. Należy codziennie strząsać poduszkę, aby zapobiec zrygnięciu się jej wypełnienia.

Poduszka jest nieodłącznym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas doterennego użycia od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrob. Wyrob stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA
Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliestr. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte rany, rozcięcia, oparzenia i/lub owrzodzenia.

OSTRZEŻENIA
Wyrob jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrob nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez kogoś inny, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosować pastę.

Wyrob należy stosować zawsze przewleczone w dodatkową pościel.

Nie przechowywać oraz nie używać wyrobu zawilgoconego i/lub przemoczzonego. Nie stosować wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (przeciekającego zawieszenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku znaczących niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wyrzucić wyrob na nowo.

Pod wpływem otoczenia użycia lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy pościeli (zabrudzenia), a także istnieje możliwość zrygnięcia się wypełnienia wyrobu.

Oczyszczony odcień użycia wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy założeniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego opakowaniu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy unieść opakowanie, aby nie pozostało w zasięgu dzieci.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakiegokolwiek innego działania niepożądanego związanego z użyciem wyrobu, należy natychmiast zaprzestąć użycia i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECIWOCHOWANIA I KONSERWACJI
Wyrob należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. W takim przypadku i przechowywania należy zabezpieczyć wyrob przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyrob przechowywać i używać w suchym, przewietrzonym, poddawany wilgoci i nadmiernej kurzu pomieszczeniu. Nie namnażać wyrobu na działanie niskiej temperatury i wilgoci. Wyrob zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i bezpośrednim działaniem ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piece). Wyrob powinien być poddawany co najmniej 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zawilgoconego. Nie prać z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć poduszkę. Należy stosować następujące parametry konserwacji wyrobu:

UWAGA: Wyrob należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecanemu jest stosowanie środków rozczyszczających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD
Pieluszy: 100% poliestr.
Wypełnienie: 100% poliestr.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

CE	Symbol CE potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (CE) (2017/745)	Nowe i adres producenta	MD	Wyrob medyczny
LOT	Karteczka informująca o numerze seryjnym, przed rozpoczęciem stosowania	Informacja o numerze seryjnym	REF	Model
	Numer serii	Chroń przed działaniem promieni słonecznych		Przechowywać w suchym miejscu
	Maksymalna temperatura prania 100°C, pranie normalnie	Nie stosować białek		Nie używać chemizacji
	Wyrob z uszkodzeniem w okresie użytkowania nie może być używany	Nie prasować		

W razie wystąpienia jakiegokolwiek powłoki związanego z wyrobem, należy natychmiast poinformować producenta o tym zdarzeniu i skierować do John Cotton Europe Sp. z o.o. ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska, telefonizacja pod numerem telefonu: +48 74 84 56 446 lub elektronicznie na adres e-mail: ordery@johncotton.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446 | ordery@johncotton.eu
www.johncotton.eu

CE

RUJACE/PAK01/Rev.101.2022 | PL

etykieta zbiorcza na karton

LOT -zmienny, zgodny z nr. LOT na wszywkach

na paletę etykieta logistyczna

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/	P685B	P685B
		PODUSZKA ECO	PODUSZKA ECO
		70 x 80	70x80
		TECHNOLOGIA AUTOTIC 2	
	E.Sajko		BIEDRONKA
		16.03.2022	10.12.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,82mb tk szer 180cm	0,56mb MIKROFIBRA BIAŁA 85g/m2 szer 220cm, SMF22- A1-03-85g
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)		73x167 (po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3)
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	flizelina 220 szer	Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
COROVIN	+ % Odpadu	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P3 - 1022	1032 P 4
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1500szt	2300 szt
	Waga w kg	900g	900g
	+ % Odpadu		2%
OWATA KUPOWANA	Linia nr	flis - 100g/m2	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	143g/ zużycie flisa / poszewka	5%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	AUTOTIC 2 - 1024 KANAŁ FALA co 10	REACHPEACE - 1016 KANAŁ FALA co 10cm (500mb)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1460 szt	890szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 50mb, ND - 56mb- texturowane	NG- 55mb SNP75-A2-01 ND- 0,000991kg snb11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	23mb - poszewka - automat	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę		1200 szt 1014 Autotic poszewka pikowana
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	0,85mb - zaszycie automat	ov- igły-17mb-pernacoren SNP75-A2-01 /1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-35,00mb lub wilcaty-boki/1szt,
	Zużycie w metrach bieżących zamka		2,10mb nici pernacoren do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2-01
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę		800szt stębnówka
PAKOWANIE	Składanie kartoników	500szt - rolowana do worka + etykiety zgodnie	500szt, rolowana do worka + etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	2300szt k x9 karton zbiorczy	2300szt kx 9 karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY		waga poszewki pikowanej z flisem	waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION		250g (+ - 5%) 240g - 260g	200g waga poszewki pikowanej (71x167)
			900g wypełnienie
			waga : min - 1050g max - 1100g