

KARTA PRODUKTU			P718	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU	
20.05.2024	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	PODUSZKA Pro Comfort			
Rozmiar	50x60			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 540g max - 570g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-P718			
Kod kreskowy EAN	5905428028108			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF: PCF 1			
Opis materiału / szerokość	poszewka pikowana			
Opis poszewki/Wzór pikowania				
Waga i rodzaj wypełnienia	450 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna	P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba 49x59cm			
zamknięcie worka/torby	zamek			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMATYCZNA Z NADRUKOWANĄ NA ODWRÓCIE UŁOTKĄ MEDYCZNĄ			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428028105		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10		
	ilość kartonów na palecie	6		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR. Poduszka pakowana do torby. Etykiety zbiorcze wg projektu.				

ulotka medyczna

PL	Instrukcja używania
Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z Instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrob należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej Instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznej	

PODUSZKA PROCOMFORT

Wyrób medyczny

PRZEWIADANIA ZŁOŻONE
Podrażnienia skóry alergicznych i jej uszkodzenia, czyli zmniejszenie jej odporności. Uważa się, że na podłożu poleśnionych skóry alergików, czyli naczyniowej choroby, nie ma mowa o „długim” produkcie o takim składzie stanowi materiał barwny, przed tym alergikiem. Produkt ProConfort przeznaczony jest do stosowania wspomagającego w zapobieganiu i leczeniu przebiegu podrażnień i chorób alergicznych, jako jeden z elementów wielomierowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny. Alergeny przewlekły naczyniowy, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zaskórniki, gaski i migotliwość podniebienia).

⁴⁴ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Przemianów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Produktu powinna być stosowana pod głowę i/lub w odstępie sztywny kapturek, podczas odpoczynku lub snu, o ciepłej porze lub aże (wzrost) i osobie zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze połączony z osobną bawełnianą. Należy codziennie stępować produkt.

Produkt jest przeznaczony do mycia i mycia mydłem przeznaczonym do codziennego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dozwolony użycie od 10 do 12 godzin). W przypadku skutecznego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrób. Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA
Nie stosować w przypadku ciąży i karmienia piersią.

zian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, ciężko nierzabiegacznym oparunkiem rany i/lub owrzodzenie.

OSTRZEŻENIA
Wyrob jest wyrobem wielostopniowego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrob nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inną osobę. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inną osobę, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej poszewki.

Wybór należy stosować zgodnie z następującymi zasadami:

- Nie przechowywać oraz nie używać wyrobów zawieszonych (lub przemieszczonych). Nie stosować wyrobu w wilgotnych i zakurzonych pomieszczeniach.
- Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (zwłaszcza zanieczyszczenia).
- W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych różnic między doświadczeniami, należy wymienić wyrobów.

Pod wpływem dociśnięcia uchwytu lub przeprowadzonych procedur prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy pozostaw (złocieńce), a także istnieje możliwość zrywania się wyplintowania wyrobu.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jaskiniowych innych działań niepożądanych związanych z użytkownikiem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

Wyrob należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrob przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zwiastkowaniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyroby przechowywać i używać w suchym, przewietrzonym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego ciepła pomieszczeniu. Nie narządzać wyrobów na działaniu niskich temperatur i wilgoci. Wyroby zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na światło, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piece). Wyroby powierzyć tylko poddawanym co najmniej 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobów zabrudzonych lub zwiastkowanych. Nie prac z wyrobami trzeźwi tytu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć produkt.



UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków mydłoalkoholowych w celu eliminacji alergenu.

SKLAD
Drobnopier, 100% poliester (mikrofibr)

Wypełnienie: 100% poliolefin (kubki z włóknem poliolefinowym, karbowanym, sprężynowym, z recyklingu)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Znak CE (poświadczony zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745)		Nazwa i adres producenta		Wytyc medyczny
	Komunikację zapewniasz się z instrukcją użytkownika, przed rozpoczęciem stosowania		Chroń przed oddziaływaniem promieni słonecznych		Model
	Informacje nieumieszczane na opakowaniu użytkownika		Przechowywać w suchym miejscu		Numer serii

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBÓW

	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny.		Nie stosować bielenia.		Nie czyścić chemicznie.
	Suszyć z odciążeniem w stanie rozłożonym na płasko.		Nie prasować.		

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu zgłaszanego z wyrobów, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: John Cotten Europe Sp. z o.o., ul. John Cotten Europe 1, 58-310 Ślesiano-Zdrój, Północ, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 74 84 58 446 lub elektronicznie na adres e-mail: otwiera@johncotten.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

 "John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szcawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 445 | orders@johncotton.eu
www.johncotton.eu

CE MD  

LOT: 1902.29
 PŁCIECIEC/Rev. 1503.2022
 SWD/CN-3

PRACOWNIA DOKUMENTACJI
JOHN COTTON
 EUROPE

**Poduszka
 ProComfort**
 50 x 60 cm
WYBÓR MEDYCZNY

POSZYCIE:
 100% poliolester (mikrofibra)

WYPEŁNIENIE:
 100% poliolester (włókna poliolesterowego,
 karbowanego, sprężystego, z recyklingu)

**DEKO
 TEX[®]**
 STANDARD
 100
 www.deko-tek.com

deko-tek.com

WYPRODUKOWANO W POLSCE

www.johncotton.eu

PRODUCENT:
 "John Cotton Europe" Sp. z o.o.
 ul. John Cotton Europe 1
 58-130 Szczecznica-Zdrój, Polska
 tel. +48 74 84 56 446
 e-mail: orders@johncotton.eu

CE **MD**

5 905428 028108 >

REF Pcf 1 **LOT** 05.23

MIETKA ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P718	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		28.07.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb MICROFIBRA 72g/m2 220 szer.
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	55x127 (220cm : 4) z szer. wychodzą 4 poszewki
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	1032 P 4
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g SPS32-HCS włókno regenerowane
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre	
SZCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1600szt. 1014 Autotic
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	igły - 10,00 mb + SNP75-A2-01 chwytacze - 39,00mb - 0,000280kg Vildcaty - boki SNW40-A2-02
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	850 szt stebnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	+ 1,50 mb - zaszywanie - nici + SNP75-A2-01
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700 szt, pakowana do torby z etykietą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 120g waga wypełnienia - 450g
		waga gotowej poduszki	waga : min - 540g max - 570g