


KARTA PRODUKTU			P754	
Data:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
16.10.2025	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	KRAJ			
Nazwa produktu	PODUSZKA PIKOWANA Teraz Wygodnie!			
Rozmiar	50X60 cm			
Rozmiar w tolerancji	50X60 (+/-0 cm)			
Waga gotowego wyrobu	min : 530g - max : 555g			
Kod magazynowy/indeks produktu	WPP50-MFA1-P754			
Kod kreskowy EAN	5905428045747			
REF	PTW 1			
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA-BIAŁA 85g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-03-85G			
Opis poszewki	PIKOWANA Z OWATĄ 70g/m2 I FLIZELINĄ 15/17g/m2 PP50-MFA1-FALA-5			
Wzór pikowania	FALA co 5CM 			
Waga i rodzaj wypełnienia	450g poliester regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC1 / P1			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE OVERLOCKIEM				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM (wszywka na rolce)			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	perforowany worek 500x830+90 z rączką			
zamknięcie worka	PRASA			
Pozostałe komponenty	etykieta A3 + ulotka medyczna na odwrocie			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton na dwóch sąsiadujących bokach z kodem 15905428045744		
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8		
	ilość kartonów na palecie	6		
	PALETA CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Poduszka zapakowana do worka z etykietą. Nadmiar folii odcinany.				

etykieta




wszywka



instrukcja medyczna - NADRUKOWNA NA ODWROCIE

naklejka na karton



PL Instrukcja użycia

Przed przygotowaniem do użycia wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użycia. Instrukcja przewidziana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrob należy stosować zgodnie ze wskazanymi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wystąpienia objawów choroby alergicznej należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Poduszka Teraz Wygodnie!

Wyrób medyczny

PRZEWIDZANE ZASTOSOWANIE

Poduszkę należy stosować zgodnie z instrukcją użycia, czyli zgodnie z wskazanymi wskazaniami. Ustawienie, do którego należy stosować poduszkę, zależy od rodzaju choroby, którą należy stosować. Poduszkę należy stosować zgodnie z instrukcją użycia, czyli zgodnie z wskazanymi wskazaniami.

SPÓSOB UŻYTKOWANIA

Poduszkę należy stosować zgodnie z instrukcją użycia, czyli zgodnie z wskazanymi wskazaniami. Poduszkę należy stosować zgodnie z instrukcją użycia, czyli zgodnie z wskazanymi wskazaniami.

CHARAKTERYSTYKA DODATKOWA WYROBU

Poduszkę należy stosować zgodnie z instrukcją użycia, czyli zgodnie z wskazanymi wskazaniami. Poduszkę należy stosować zgodnie z instrukcją użycia, czyli zgodnie z wskazanymi wskazaniami.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na polimer. Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na polimer. Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na polimer.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do użytku w warunkach domowych. Wyrób jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do użytku w warunkach domowych. Wyrób jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do użytku w warunkach domowych.

Wskazania

Wyrób jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do użytku w warunkach domowych. Wyrób jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do użytku w warunkach domowych. Wyrób jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do użytku w warunkach domowych.



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			P754
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	PODUSZKA PIKOWANA Teraz Wygodnie!
/date/	/signature/	/signature/	50X60
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85G
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,25 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,25 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P1
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1950szt
	Waga w kg	Weight in kg	400g
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	owata kupowana 70g
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	0,25 mb
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	P1
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG - 46,5 mb ND - 26.8 mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1014 autotic
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	36 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	6mb
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			105g poszewka
			450g wypełnienie
			min : 530g - max : 555g