

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| KARTA PRODUKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | E1422B                                                                                                                         |  |
| data opracowania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | karta opracowana przez:                                                                                                        |  |
| poprawiona karta -PDF 2022.06.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Teresa Grycaj                                                                                                                  |  |
| Klient / Kraj dostawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | JYSK                                                                                                                           |  |
| Nazwa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Living Medical thermal      kółdra duo                                                                                         |  |
| Rozmiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 135 x 200 cm                                                                                                                   |  |
| Rozmiar w tolerancji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                |  |
| Waga gotowej kółdry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1780g [+/-5%] 1700g - 1870g                                                                                                    |  |
| Kod magazynowy / indeks produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | WKD13-MFA1-E1422B                                                                                                              |  |
| Kod kreskowy EAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5905428-020614                                                                                                                 |  |
| Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4116050                                                                                                                        |  |
| Opis materiału / szerokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | MICROFIBRA BIAŁA z nadrukiem Living Medical-szer.tkaniny 220cm+<br>240mm FLIZELINA 15/17 g/m2<br>SMF22-A1-02-LM/SWP24-A1-15/17 |  |
| Waga i rodzaj wypełnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT                                                                                                   |  |
| Wzór pikowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2x600G<br>Fala 30 cm                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                |  |
| Linia i maszyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PINSONIC                                                                                                                       |  |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PRODUKT Z WSZYWKAMI                                                                                                            |  |
| ŁAMOWANIE RĘCZNE -SZWACZ ŁAMÓWKA MIKROFIBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |  |
| Wszywka pielęgnacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM i OEKO TEX                                                                                            |  |
| Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | SATYNA SKADINAVIAN                                                                                                             |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | SPAKOWANY PRODUKT                                                                                                              |  |
| Opakowanie jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Torba niebieska z nadrukiem60X40X20                                                                                            |  |
| ZAMKNIĘCIE WORKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ZAMEK                                                                                                                          |  |
| Etykieta informacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ETYKIETA INFORMACYJNA WKŁADANA DO BOCZNEJ KIESZONKI                                                                            |  |
| Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ULOTKA MEDYCZNA                                                                                                                |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE                                                                                          |  |
| Etykieta informacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | etykieta zbiorcza na karton                                                                                                    |  |
| Opakowanie zbiorcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | karton z logo john cotton 800x600x500 cm                                                                                       |  |
| TRANSPORT/ Paletowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ilość szt. w kartonie                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ilość kartonów na palecie                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PALETY EURO                                                                                                                    |  |
| OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                |  |
| Wszywki wszywać zgodnie ze schematem, wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR) i numer szwacza. Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Ulotka medyczna wkładana do torby razem z kółdrą. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepki informacyjne zgodnie z wymogami JYSK. |  |                                                                                                                                |  |



### CIĘCIE KOŁDRY PO SPIKOWANIU Z WYKURCZEM 143 -144cm

Living Medical  
**135 x 200 DUO**