


KARTA PRODUKTU		E1426B	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF 2022.06.15		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		JYSK Bułgaria	
Nazwa produktu		Koldra Living Medical	
Rozmiar		135 x 200 cm	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry		1500g [+/-5%] od 1430g do 1580g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT13-MFA1-E1426B	
Kod kreskowy EAN		5905428-020652	
Nr Artykułu klienta		4114250	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA Z NADRUKIEM LIVING MEDICAL 90 g/m2-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-02-LM	
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT wsad 1000G	
Wzór pikowania		FALA CO 30CM	
			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKĄ Z MIKROFIBRY			
Wykończenie produktu		łamówka mikrofibra	
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu	
			
		UWAGA : PO SKONCZENIU STAREJ WERSJI BĘDZIE NOWA WSZYWKA	
		POŁĄCZONA PIELEGNACJA I TEKSTOWA	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA SATYNOWA BEŻOWA	
			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		torba z nadrukiem living medical	
Etykieta informacyjna		ETYKIETA A3	
			
Komponenty dodatkowe			
ulotka medyczna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		WKT13-MFA1-E1426B JYSK product number 4114250 JYSK product text Living Medical Size 135 x 200 Colour White Quantity in cardboard box 8 Barcode 5905428020652 Gross weight kg 11,2 Net weight kg 9,0 Cardboard box size 400 x 100 x 100	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 80x60x50 cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 6	
		ilość kartonów na palecie 8	
		EURO	
		etykieta na paletę z EAN zbiorczym 5905428025527	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszywać zgodnie ze schematem, wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR) i numer szwacza. Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Ulotka medyczna wkładana do torby razem z koldrą. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepki informacyjne zgodnie z wymogami JYSK.			

WKT13-MFA1-E1426B

JYSK product number	4114250
JYSK product text	Living Medical
Size	135 x 200
Colour	White
Quantity in cardboard box	6
Barcode	5905428020652
Gross weight	kg 11,3
Net weight	kg 9,6
Cardboard box size	W60 x L80 x H50



5 9 0 5 4 2 8 0 2 0 6 5 2

WKT13-MFA1-E1426B



5 905428 025527

REANSSE
ANDINAVIAN
LIVING
SLEEPING AFFORDA
LIVINGDREAM
ABLESCANDINAV
EPIN

PLUS

FIBRE DUVET

LIVING MEDICAL

135x200 cm

[illegible][illegible][illegible][illegible]

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1426B	JYSK
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM /date/		OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/	
		Living Medical	
		135 x 200 - MONO	
		zmiana technologii z MN6 na MN5 - 25.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Mikrofibra biała z nadrukiem Living Medical 93g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	2,96 mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 148 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
	+ % Odpadu		
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN5 - 1080 Square corner	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1100szt flis	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	1000 g	
	+% Odpadu	6%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	1100szt - mono FALA co 30cm (1650 m)	
	Linia nr	MN5 - 1080 Square corner	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 22,00 mb polny strąg SNP75-A2 ND - 23,00 mb- bobbins SND180-A2	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN5 - 1080 Square corner	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	48,00 mb - nici pernacoren SNP75-A2-01	
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	8,58 mb	
	+ % Odpadu	6%	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	350szt torba niebieska znadrukiem + ulotka medyczna	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	1100 szt k x6	
	Rolowanie / 1 osoba		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry przed lamowaniem	waga gotowej kołdry	
	570g- tkanina	135 x200 500g	
	wypełnienie 1000g	1000g	
1570g [+5/-5 1650g - 1490g		1500g [+/-5%] od 1430g do 1580g	