

KARTA PRODUKTU E1426DB				
data opracowania:2022.04.13		karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022-04-14		2021-07-30 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy		JYSK 1500g + - 5% 1430g - 1580g WKT13-MFA1-E1426DB 5905428-020652 71390001 / 4114250 MICROFIBRA BIAŁA Z NADRUKIEM LIVING MEDICAL 90 g/m2-szer.tkaniny 220cm WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT +REPRO 1000G FALA CO 30CM  wsad SQUARE CORNER		
Waga gotowej koldry				
Waga koldry letniej				
Waga koldry zimowej				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKĄ Z MIKROFIBRY				
Wykończenie produktu	lamówka mikrofibra			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	WSZYWKA SATYNOWA BEŻOWA			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	torba z nadrukiem living medical			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3			
Dodatkowe komponenty	ułotka medyczna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		WKT13-MFA1-E1426DB Batch no: 2021 JYSK product number 71390001/4114250 JYSK product text Living Medical Size 135 x 200 Colour White Quantity in cardboard box 6 Barcode 5905428020652 Gross weight kg 11.08 Net weight kg 9.40  john Cotton & Co. 32020aw090, 4, 1cmx10cm W 100004, W 100003		
Etykieta informacyjna				
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 80x60x50 cm			NAKLEJKA zbiorcza z 2stron kartonu
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie			6
	ilość kartonów na palecie			8
	EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Ułotka medyczna wkładana do torby razem z koldrą. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepki informacyjne zgodnie z wymogami JYSK.				

[illegible]

REANS
ANDINAVIAN
LEEPING AFFORDA
LIVINGDREAM
CABLESCANDINAV
EEPIN

[illegible][illegible][illegible]

UWAGA: Wyrob należy poddawać okresowej procedurze grzania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zabiegom jest stosowaniu środków rozpuszczalniczych, w celu eliminacji skażeń.

WYTWÓRCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczawińska 1, 56-010 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 55 440; fax: +48 74 84 55 429
www.johncotton.eu

Numer i data wydania instrukcji: RZCELMG/Rev.209 2019

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1426JY	JYSK
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM		Living Medical	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		135 x 200 - MONO	
/date/	/signature/		
	E.Sajko	zmiana technologii z MN6 na MN5 - 25.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Mikrofibra biała z nadrukiem Living Medical 93g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	2,96 mb	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 148 x 220 cm	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN5 - 1080 Square corner	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1100szt flis	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	1000g	
	+ % Odpadu	6%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	1100szt - mono FALA co 30cm (1650 m)	
	Linia nr	MN5 - 1080 Square corner	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 22,00 mb poly strong SNP75-A2 ND - 23,00 mb- bobbins Durafix	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN5 - 1080 Square corner	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	48,00 mb - nici pernacoren SNP75-A2-01	
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	8,58 mb	
	+ % Odpadu	6%	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
OPIS DODATKOWY	waga kołdry przed lamowaniem	waga gotowej kołdry	
SPRAWDZIĆ CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM BĘDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	570g- tkanina	135 x200 500g	
	wypełnienie 1000g	1000g	
	1570g [+5/-5 1650g - 1490g	1500g + - 5% 1430g - 1580g	