


KARTA PRODUKTU		E1755JB	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.07.07	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	JYSK Living Medical Duo kołdra 150 x 210 cm rozmiar max 150x210 cm (+0/-1cm) waga min - 1890g max - 1980g WKD15-MFA1-E1755JB 5905428025060 111531 / 402-186-1043 mikrofibra 90g/m² z nadrukiem Living Medical-szer. 240cm+ flizelina 15/17g/m²- szer.240cm SMF24-A1-02-LM WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2 x 650G Fala 30 cm (ścieg nikiowania 4,5)  MN_DUO		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE -łamówka biała mikrofibra			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe	SATYNA SKADINAVIAN	Bezpieczny i wygodny sposób pakowania Scandimaterial Sleeping & Living	
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba 60x40x20 niebieska z nadrukiem		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA informacyjna (bez kodu kreskowego)		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE MA NUMERU ZAMÓWIENIA 
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETY EUR Extra		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszywać zgodnie ze schematem, wbić datę produkcji i numer szwacza. Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepki informacyjne zgodnie z wymogami JYSK. UWAGA ETYKIETA NA KARTON NIE MA NUMERU ZAMÓWIENIA, NUMER TEN DOKLEJA MAGAZYN BEZPOŚREDNIO PRZED WYSYŁKĄ			

LIVING MEDICAL

Duvet, WHITE

150 X 210 cm

N. W 8,5 KGS

G. W 10,3 KGS

QTY: 4 PCS

CARTON SIZE: W60 x L80 x H50

402-186-1043

111531

WKD15-MFA1-E1755JB

4/1

CARTON BARCODE

5 9 0 5 4 2 8 0 2 5 0 6 0

BY: Страна происхождения: Страна происхождения: Польша. Импортёр на территории Республики Беларусь (привнесение, привнесение продукции от производителя) ООО "Юга", Республика Беларусь, 220031 - Минск, ул. Княгининой, д.3, пом. 4Б, тел. +37544335520, +3752606733.

BY: Страна происхождения: Страна происхождения: Польша. Импортёр на территории Республики Беларусь (привнесение, привнесение продукции от производителя) ООО "Юга", Республика Беларусь, 220031 - Минск, ул. Княгининой, д.3, пом. 4Б, тел. +37544335520, +3752606733.

EN: Made in Poland. Importer, distributor: SIA "Do It", Blienu street 4, Dreikiai, Steponai parish, Rapaizai novads, LV-2100, Latvia.

EN: Made in Poland. Distributor: SIA "Do It", Blienu street 4, Dreikiai, Steponai parish, Rapaizai novads, LV-2100, Latvia.

LT: Pagaminta Lenkijoje. Importuotojas: SIA "Do It", Blienu g. 4, Dreikių, Steponų parapija, Rapaizos nov., LV-2100, Latvija.

LT: Pagaminta Lenkijoje. Importuotojas: SIA "Do It", Blienu g. 4, Dreikių, Steponų parapija, Rapaizos nov., LV-2100, Latvija.

pielęgnacyjana składana

SW/JY-58

JYSK

LIVING MEDICAL

150x210 cm

95

EN: Fibre duvet. Filling: 100% siliconised polyester fibre down. Fabric composition: 100% polyester maculobins. Filling weight: 2x700 g. Must be washed and dried in a machine which can take a load of max. 7 kg. Should be shaken and aired regularly, do not beat or vacuum. Made in Poland. Importer, distributor: SIA "Do It", Blienu street 4, Dreikiai, Steponai parish, Rapaizai novads, LV-2100, Latvia. info@doit.lv

LV: Segs. Pildījums: 100% silikonizētas poliestera šķiedras. Audums: 100% Mīkrokludņu poliesters. Pildījuma svars: 2x700 g. Māgāt un žāvēt mašīnā ar vienu 7 kg ietilpmi. Regulāri sakratīt un vēdināt, nedrīkst sit ar rokām vai vakuumot. Izgatavots Polijā. Importētājs un izplatītājs: SIA "Do It", Blienu iela 4, Dreiči, Steponu parohs, Rapaizas novads, LV-2100, Latvija. info@doit.lv

LT: Antklodė. Užpildas: 100% Poliesterinio pluošto poliesterio šilkinas. Audinys: 100% Mikrokliudnių poliesters. Užpildas svoris: 2x700g. Prieš skalavimą užleisti virus vėdinoti. Turi būti šakstoma ir džiovinama skalvyklėje, kurioje galima sukelti daugiau nei 7 kg. Turi būti nuolat purinama ir vėdinama. Reguliariai šakstoti ar trinti. Pagaminta Lenkijoje. Importuotojas: SIA "Do It", Blienu g. 4, Dreikių, Steponų par., Rapaizos nov., LV-2100, Latvija. Platintojas: UAB "JYSK BALTIJ", Vilniaus m. sav. Vilniaus m. žemėgij. g. 64, LT-09131, Lietuva. info@doit.lv

EE: Talle. Täide: 100% Silikoniseeritud polüestertüki. Kangas: 100% silikoniseeritud polüestervärvide. Täide kaal: 2x700 g. Enne pesu sulgeda kinni. Pesta ja kuivatada masinas (maksimaalkoormusiga vähemalt 7 kg). Regulaarselt raputada ja õhutada, mitte tugevalt koputada ega tolmustada polüestrid. Ventilatsioon. Importija ja müüja: SIA "Do It", Blienu iela 4, Dreiči, Steponu par., Rapaizas nov., LV-2100, Latvija. info@doit.lv

RU: Спальное. Наполнение: 100% Силиконизированные полиэфирные волокна. Ткань: 100% Микроклудниевый полиэстер. Вес наполнения: 2x700 г. Перед стиркой убавить, чтобы все ткани были засунуты. Стирать в стиральной машине, поддерживая вес загрузки не менее 7 кг. Не бить. Регулярно встряхивать и проветривать, не выжимать и не чистить пылесосом. Страна происхождения: Польша. Дистрибутор: SIA "Do It", Блиену иела 4, Дрейкиа, Степона парохс, Рапайзас новс, LV-2100, Латвия. info@doit.lv

Recycling symbol

Penses à donner au recycleur

Association

signaler

Déchetterie

<https://findyourwastematerials.fr>

OEKO TEX

STANDARD 100

SW 00289

Label number 107

Supplier no.: 28636

Product no.: 111531/402-186-1043

Made in Poland

5 9 0 5 4 2 8 0 2 5 0 6 0

etykieta informacyjna

PLUS

LIVING MEDICAL

150x210 cm

Duvet/Sega/ Antklodė/Tekk/Одеяло

SEEJY-96A CMYK

wszywka scandinavian

Scandinavian Sleeping & Living

Scandinavian Sleeping & Living

torba niebieska z nadrukiem



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1755JB	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ zmiana zużycia tkaniny 29.03.2021			Living Medical Duo kołdra	
			150 x 210 cm	
			14.12.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra biała z nadrukiem Living Medical 93g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,30 mb	3,28 mb tkanina szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x165 x 240	2 x 164 x 240 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,30 mb	3,28 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x165 x 250	2 x 164 x 250 cm 15g/m2 Flizelina szer 250cm
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number		MN1
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		400 szt flisa do DUO
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight		2x 650 g
	+% Odpadu	Scrap %		6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		MN1
	Linia nr	Line number		400szt FALA co 30 cm 1300mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 45,00 mb poly strong + ND - 47,00 mb- bobbins Durafix
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		180 szt lamówka, wszywki zgodnie z kartą
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		23,00 mb - nici pernacoren
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		7,70 mb
	+ % Odpadu	Scrap %		2%
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		350szt torba + etykieta (+ ulotka medyczna)
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		900 szt k x 4
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga 1/2 kołdry przed lamowaniem 162x225=3,64m2x93g= 340g- tkanina x 15g= 55g- flizelina wypełnienie 1 x 650g		waga gotowej kołdry -po lamowaniu 150x210=3,15m2 x 2 x 93g = 585g -tkanina 150x210=3,15m2 x 2 x 15g = 95g -flizelina wypełnienie 2x650g =1300g
		SPRAWDZIĆ CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM BĘDZIE PRAWDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		waga min - 1890g max - 1980g
CIĘCIE KOŁDRY PO SPIKOWANIU Z WYKURCZEM 157 - 158cm				