


KARTA PRODUKTU			E1771JB		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.07			10.01.2019 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy			JYSK Baltic		
Nazwa produktu			Living Medical Poduszka		
Rozmiar			50x70 cm		
Rozmiar w tolerancji			+/- 2 %		
Waga gotowego wyrobu			waga : min - 690g max - 730g		
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP50-MFA1-E1771JB		
Kod kreskowy EAN			5905428025244		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			111747 / 404-186-1027		
Opis materiału / szerokość			Mikrofibra biała z nadrukiem Living Medical 90g/m² - szer tk 240 cm (belka tkaniny przecięta na dwie części) i flizeliny 15/17g/m² -szer 180cm SMF24-A1-02-LM		
Opis poszewki/Wzór pikowania			POSZEWKA PIKOWANA Z flisem 120g/m² i flizeliną 15/17 g/m² PP50-MFA1-E1771 caro 10x10 		
Waga i rodzaj wypełnienia			600 g poliestr regenerat		
Linia i maszyna			AUTOTIC2 / P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna			wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu		
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe			worek z nadrukiem LM		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze			przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
					
			UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE MA NUMERU ZAMÓWIENIA		
			etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie			ilość szt. w kartonie		
			10		
			ilość kartonów na palecie		
			8		
			PALETY EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
NA wszywce PROSZĘ WBIĆ DATĘ PRODUKCJI i numer szwacza. Pakowanie do worków jednostkowych. Do worka zbiorczego po 5szt. UWAGA ETYKIETA NA KARTON NIE MA NUMERU ZAMÓWIENIA, NUMER TEN DOKLEJA MAGAZYN BEZPOŚREDNIO PRZED WYSŁKĄ					

Eety



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION				E1771JB
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				Living Medical Poduszka 50x70 cm owata 70g/m2 Data : 16.05.2017 Mikrofibra biała z nadrukiem Living Medical
/date/	/signature/	/signature/		
	Teresa Purcel			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,37 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		220cm : 4szt /55 x148cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,37 mb
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P4	1004
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2200szt	2000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	600g	600g 100% SILICON biały Virgin
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number		kupowana / szer 220cm
CARDING				
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,37 mb owata 70g/m2 52g
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number		1016 Richpeace caro 10 x 10 370mb
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		1000 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 25,00 mb-Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		ND -0,000438 kg - bobbins Durafix
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		700 szt - ov
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		10,00 mb -boki
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		+ 1,50 mb -zaszycie - nici pernacoren
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		1100 szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		1000 szt - stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		Prasowane do worka + zbiorczy
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		1000 szt do worka z nadrukiem LM
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		1200szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY				waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION				130g tk
				600g
				waga : min - 690g max - 730g