

KARTA PRODUKTU			E2209								
Karta opracowana przez:						INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU					
poprawiona karta - PDF 2022.07.14			Teresa Grycaj								
Klient / Kraj dostawy			JYSK								
Nazwa produktu			Living Medical Poduszka								
Rozmiar			80x80 cm								
Rozmiar w tolerancji											
Waga gotowego wyrobu			waga : min - 1180g max - 1240g								
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP80-MFA1-E2209								
Kod kreskowy EAN			5905428030392								
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			4317006 / 71698001								
Opis materiału / szerokość			mikrofibra z nadrykiem living medical 90 g/m² - szer tk 220cm + flizelina 15/17g/m² -szer 240cm SMF22-A1-02-LM								
Opis poszewki/Wzór pikowania			składka pikowana z owata 70g/m² - (z odpadu poszewka 40x40)								
			PP80-MFA1-CARO								
			karo 10x10								
											
Waga i rodzaj wypełnienia			1000 g włókno białe REGENERAT nieskręcane								
Linia i maszyna			REACHPEACE / AUTOTIC1 / P4								
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI					
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE											
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM									
Wszywki pozostałe											
Inne komponenty montowane											
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT					
Opakowanie jednostkowe		Worek z nadrukiem - PRASA									
Etykieta informacyjna		ULOTKA MEDYCZNA									
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE									Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze		przekładka zabezpieczająca przed przecięciem									
		karton z logo John Cotton 800 x 600 x 500		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu							
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		8							
		ilość kartonów na palecie		8							
		EURO - Kammlach									
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU											



WPP80-MFA1-E2209

Batch no.:	27/21
JYSK product no:	4317006 / 71698001
JYSK product text:	Living Medical
Size:	80x80 cm
Colour/material:	White
Quantity :	8 pcs
Barcode:	5905428030392
Gross weight:	11,62 kg

5 905428 030392

Batch no
Zmienny Tydzień/Rok

składana pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2209	
		Living Medical Poduszka	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		80x80	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
		25.02.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	MIKROFIBRA Z NADRUKIEM LIVING MEDICAL 93g/m2
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Wydajność na 1 zmianę	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P4 - 1032
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700 szt
	Waga w kg	Weight in kg	1000 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA			
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,84 mb owata 70g/m2 szer 230cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	RICHPEACE - 1016 caro 10/10 370mb
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	440 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	42,00 mb -nici
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,000748 kg
SZYCIE poszewki	Linia nr	Current Speed per 1 shift	AUTOTIC - 1014
BINDING	Wydajność na 1 zmianę		1100szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	igły- 14mb ch- 42mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800 szt / stępnówkce
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt do worka, etykieta zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt k x 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			81x164 waga poszewki - 240g
			wypełnienie - 1000g
			waga : min - 1180g max - 1240g