



KARTA PRODUKTU				K698JY	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.13		16.05.2017 11.03.2020 MN6 -Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	JYSK SOLA kołderka 90x130 rozmiar max 90x130cm (+0/-1cm) waga : min - 570g max - 600g WKT90-MFA1-K698JY 5905428020874 4415542 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m ² -szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 400 G kanal fala co 15cm jak Living Medical pikowanie - ścieg 4 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
Obszywana szarym OVERLOCKiem					
Wszywka pielęgnacyjna	z nazwą i opisem (95°) wszyta przy obszywaniu (cięta)				
Wszywki pozostałe Inne komponenty					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 600X600 JEDNOSTKOWY				
ZAMKNIECIE	ZBIORCZY WOREK 600X900				
Etykieta informacyjna	ulotka informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton				
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x290				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	16			
EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA z KODEM KRESKOWYM NA WIERZCHU WSZYTA PRZY OBSZYWANIU KOŁDERKI. Kołderka pakowana do worka z ulotka informacyjną. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA					

wszywka pielęgnacyjna


ulotka informacyjna



etykieta informacyjna na karton



wzór pikowania



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K698JY	K698JY
OBSZAR: OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDERKA	KOŁDERKA
/date/		/signature/	90x130 - overlock	90x130 - overlock
E.Sajko			LINIA OPTRON	LINIA MN1
			08.03.2021r. AKT. TECHNOLOGII	17.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		SMF22-A1-01-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		1,40mb microfibra
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		2 x110x140cm tkania 220cm :2 kołderki z szerokości tnaniny
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	MN1 - 1003
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	400g	400g
	+% Odpadu	Scrap %	8%	7%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	300szt	1570szt - flisa
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	MN1 - 1003 kanał fałą co 15cm jak Living Medical
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	300szt	1570 szt 1100mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 18,00 mb -nici Durafix 80
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			ND - 0,00280 kg nici bobbins Durafix
SZYCIE / overlock BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		340 szt - obszywana overlockiem 3 nitkowy+ wszywka
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		100,00 mb - overlock - NICI SZARE
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		SNW40-P1 (Wildcat)SNP75-P1 (Poly-Strong)
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		500szt kołderka +worek -500x900 /prasa
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		+ worek zboirczy x8
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		1100szt k x8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
		Waga przed lamowaniem 1szt	Waga przed lamowaniem	Waga kołderki gotowej
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		PIK. WIELOIGŁOWA	LINIA OPTRON	90x130=200g
		139 x 110x 2 x 85g= 260g	Prawidłowość wagi z linii OPTRON sprawdzono 05.03.2021 na l zm.	400g
		400g +10g		
		max 670g min- 630g	700g - 750g	
waga : min - 570g max - 600g				
SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY				