

KARTA PRODUKTU		P626			
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2022.05.16		Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN			
Nazwa produktu		PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM			
Rozmiar		70x80			
Rozmiar w tolerancji		+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu		waga min: 1070g max : 1130g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP70-MFA1-P626			
Kod kreskowy EAN		EAN: 5905428026845			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		PABE 1			
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra Biała 72g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-01			
Opis poszewki		PIKOWANA Z OWATĄ 70g/m² I FLISELINĄ 15/17g/m² PP70-MFA1-FAL5-72G			
Wzór pikowania		FALA 5CM , PIKOWANIE ŚCIEGIEM 4			
Waga i rodzaj wypełnienia		940 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna		REACHPEACE / AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek z nadrukiem 700X930			
zamknięcie worka/torby		PRASA			
Etykieta informacyjna		ulotka medyczna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		5	
		ilość kartonów na palecie		6	
		CHEP			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ PRZED SPAKOWANIEM data produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU (górny prawy róg wąskiego i szerokiego boku) NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.					

P626

worek z nadrukiem



etykieta zbiorcza na karton

PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM

70x80



15905428026842

Ilość szt. 5

WPP70-MFA1-P626

wszywka pielęgnacyjna

SWEAU-47

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM 70x80

Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra)
Wypełnienie: 100% poliestr silikonowany

Jakość: I KJ
REF PABE 1

Data wytwarzania
Patrz na odwrocie.
Metkę zachować do reklamacji

Oeko-Tex®
TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA
STANDARD 100
IW 00056 IW
Zbadana na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

5 1905428026842

CE

Wyprodukowano w Polsce
M/JCE/11.2019

ulotka na wyroby medyczne



Przed przygotowaniem do użycia wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użycia. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, oraz w każdym przypadku podlegającym chorobom alergicznym należy skonsultować się z lekarzem.

PODUSZKA BASIC QUILTED EXTRA FIRM

REF PABE 1

PRZEWIDZANE ZASTOSOWANIE

Poduszkę leczenia chorób alergicznych jest wykonana z poliestru, czyli czynnikiem wywołującym uczulenie. Uważa się, że na podłożu poliestrowego głębiej przenika alergeny, niż na podłożu tkaniny. Poduszka Basic Quilted Extra Firm przeznaczona jest do stosowania w łóżku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób należy zawsze przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

W każdym przypadku podlegającym chorobom alergicznym należy zanieść poradę lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka zmniejszającego do zagnieżdżenia lub zmniejszenia objawów choroby alergicznej.

Wskazywanie Mierzonych Stwierdzeń Klasyfikacji Chorób i Przewlekłych Zakażeń, CD-10, odpowiednio: J00, A01, L20, H10, J02, J03, J04, J05.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Poduszkę powinna być stosowana pod głowę i/lub w otworze szczytnym kłopotliwej poduszki. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Poduszkę jest przeznaczoną do stosowania w łóżku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób należy zawsze przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Poduszkę jest przeznaczoną do stosowania w łóżku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób należy zawsze przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIA

Wyrób jest wykonany z poliestru, który może wywołać uczulenie. Nie stosować wyrobu w łóżku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób należy zawsze przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Wyrób jest wykonany z poliestru, który może wywołać uczulenie. Nie stosować wyrobu w łóżku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób należy zawsze przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Wyrób jest wykonany z poliestru, który może wywołać uczulenie. Nie stosować wyrobu w łóżku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób należy zawsze przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Opakowanie należy otworzyć dopiero w momencie użycia wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

SPOSÓB PRZECZYSZCZANIA I KONSERWACJI

Wyrób należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

Wyrób	Wyrób	Wyrób
Wyrób	Wyrób	Wyrób
Wyrób	Wyrób	Wyrób

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNACZANIU WYROBU

Wyrób	Wyrób	Wyrób	Wyrób	Wyrób
Wyrób	Wyrób	Wyrób	Wyrób	Wyrób
Wyrób	Wyrób	Wyrób	Wyrób	Wyrób

Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

SKŁAD

Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra)
Wypełnienie: 100% poliestr silikonowany

ROZMIAR

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCZA

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczawieńska 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446, fax: +48 74 84 56 629
www.johncotton.eu



Numery i data wydania instrukcji: IJCE/PABE/Rev 0112019

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P626 Auchan	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ Teresa Purcel			PODUSZKA - BASIC QUILTED EXTRA FIRM	
			70x80 pikowana	
			pikowana kanał falą co 5cm	
			NAPYCHANIE P3	
			21.03.2022 E.Sajko	
			Data : 01.10.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		Mikrofibra Biała 72g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,57mb tkanina	
	+ % Odpadu		5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)			
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			
	+ % Odpadu			
	Rozmiar panelu (rozkroju)			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,57mb flizelina	
	+ % Odpadu		5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		73 x166 cm	
KROJENIE CUTTING	Linia nr			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P3	P4	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	1150szt	2200 szt	
	Waga w kg	940g	940 g	
	+ % Odpadu			
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem		0,57mb owata kupowana	
	+% Odpadu		5%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		80g	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr		Reachpeace lub Bartex	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę		730szt Fala co 5 420mb ?	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		NG- 50,00mb- nici Durafix 80 ND- 65,00mb = 0,0096kg nici bobbins Durafix-SNB11-010	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	1200 szt - Pillowtick	1200 szt - Pillowtick	
		ov - igły - 15,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 30,00mb lub -0,0021 kg - Vilcaty - boki / 1szt	ov - igły - 15,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 30,00mb lub -0,0021 kg - Vilcaty - boki / 1szt + 2,10mb nici pernacoren do zaszcicia poduszki /maszyna stebnowa	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących			
	Zużycie w metrach bieżących zamka			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	P3 overlock AUTOMAT	800 szt	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	13mb		
	+ % Odpadu			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	900szt worek -prasa	900 szt worek 700x1100	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		prasa	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	800szt	800 szt kx5	
	Worek/prasowanie/karton			
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				
			waga składki 190g	
			940g wypełnienie	
			waga min: 1070g max : 1130g	