

KARTA PRODUKTU		P691B		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					
2022-05-12	Alicja Kubik				
Klient / Kraj dostawy		BIEDRONKA			
Nazwa produktu	PODUSZKA LEA				
Rozmiar	70x80 cm				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min -1040g max - 1090g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFAA-P691B				
Kod kreskowy EAN	EAN: 5905428034406				
nr modelu	REF: PLA 1				
Opis materiału / szerokość	microfibra druk BELLE 72g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-AA-05				
Opis poszewki	POSZEWKA PIKOWANA Z OWATĄ 70 g/m²+FLIZELINA 15/17g/m² PSP70-MFAA-P671-US				
Wzór pikowania	KANAL fałę CO 10CM 				
Waga i rodzaj wypełnienia	900g kulka poliestru regenerat UWAGA - PO WYPRODUKOWANIU TOWARU NA INSPEKCJĘ ZMIANJASZMY WAGĘ WYPEŁNIENIA W PODUSZCE O 5 %.				
Linia i maszyna	KOOP / P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK worek do rolowania 29x90 cm (DZIURKI IGŁA)				
zamknięcie worka/torby	PRASA				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA na worek do rolowania				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	UŁOTKA MEDYCZNA + plomba				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 szt z kodem zbiorczym 15905428034403			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	9			
	ilość kartonów na palecie	6			
	CHEP 6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)				
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka pakowana do worka razem z etykietą informacyjną i ulotka medyczną.					
UWAGA - PO WYPRODUKOWANIU TOWARU NA INSPEKCJĘ ZMIANJASZMY WAGĘ WYPEŁNIENIA W PODUSZCE O 5 %.					

 Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym używaniu wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku pojawienia choroby alergicznej należy skonsultować się z lekarzem.

WYRÓB MEDYCZNY REF PLA 1

PRZEWIENIENIA ZASTOSOWANE
 Podstawą leczenia choroby jest ustalenie alergenu, który wyzwykał reakcję uczulenia. Określenie to, na podstawie podrobnego głębszego badania (obezwaki, czy rodozide krwinek czerwonych, czy – w dalszej kolejności – także składowe badanie komórek białych krwi alergicznych – testy na reakcję na alergeny).
 Produkty lecznicze stosowane w terapii alergii to: leki przeciwalergiczne, leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, preparaty chemiczne (związki chemiczne).
 Wskazania do stosowania leków przeciwalergicznych to: pokarmy i elementy środowiska, które wywołują reakcję uczulenia.
 Wskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych to: pokarmy i elementy środowiska, które wywołują reakcję uczulenia.
 Wskazania do stosowania kortykosteroidów to: pokarmy i elementy środowiska, które wywołują reakcję uczulenia.
 Wskazania do stosowania związków chemicznych to: pokarmy i elementy środowiska, które wywołują reakcję uczulenia.

Produkcja powinna być sterowana pod głowę (tub w odcinie sztywnym kręgosłupa, podłaz odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (alergiki) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze połączony w poszewkę bawełnianą. Należy ostrożnie strzelać poduszki, aby zapobiec zbrakaniu się jej wypełnienia.

Podkreśla, że najważniejszy wyznacznik możliwości przetrwania drzewek w okresie zimy, to ograniczenie ich zapotrzebowania na wodę. W tym celu należy przede wszystkim ograniczyć podlewanie roślin w okresie zimowy, należy również pamiętać o przycinaniu gałęzi, które nie będą już potrzebne. W tym celu należy przede wszystkim przyciąć gałęzi, które nie będą już potrzebne. W tym celu należy przede wszystkim przyciąć gałęzi, które nie będą już potrzebne.

Technical drawing of a pillow. The drawing shows the front and side views. Dimensions are indicated: 60 (height), 120x55 (width and depth), and 70 x 50 cm (pillow size). The drawing includes a label with the following text:

SWIV-7-LEA

LOT: 28/05.2022
NIECE/PLA/Rev.3/05.2022

SNUKEE®
HOME

Poduszka Lea
Lea Pillow
70 x 50 cm

WYROB MEDYCZNY
MEDICAL DEVICE

POSZYCIŁE | COVER:
100% polimer | 100% polymer

WYPEŁNIENIE | FILLING:
100% polimer | 100% polymer

Oeko-TEX®
STANDARD 100

STANDARD 100

60

www.johnccotton.eu

PRODUCENT / MANUFACTURER
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 3
84-110 Szamotuły, Poland
tel.: +48 74 84 56 446
e-mail: orders@johnccotton.eu

[illegible]

NALEŻY SIĘ UWAGA: INFORMACJE O PARAMETRACH PROCESU KURZENIOWEGO			
	Minimalna temperatura palenia 60°C, proces rozpływu		Osłonić z osłoniem w stanie roztopionym na płasko
	Nie stosować tlenu		Nie pracować
			Nie używać chemikaliów

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Nazwa i adres wytwórcy		Znak CE		Model		Numer serii
	Informacje niewskazujące na zagrożenie ogólnie		Komponent zapewniający bezpieczeństwo użytkownika, przed niebezpieczeństwem		Chroń przed oddziaływaniem promieni solenicznych		Przechowywał w suchym miejscu

UWAGA: Wyroby należy poddać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowo należy wykalibrować temperaturę (zamiarantly), a także zabierać rozczyszczający, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD
Poszywanie: 100% poliestru
Wypełnienie: 100% poliestru.

ROZMIAR
Rozmiar srebrowy pasowany na stylizację.

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczecińska 1, 50-310 Szczecin-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 36 446
www.johncotton.eu

Nie gwarantujemy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez siły naturalne.

Numer i data wydania: 1000, 6/1 PLANRY 01/2021 | P.1



SMUXEE®
HOME

PODUSZKA LEA
LEA PILLOW

Przemysłowa dla alergików
Industrial for allergy
sufferers

Wzrostek modern
Musical device

Płowiec
Outlet

70 x 80 cm

50%
50%
50%
50%
50%
50%

LOT -zmienny, zgodny z nr. LOT na wszystkich

[illegible]

Jh Cotton Europe Sp. z o.o.
310 Szczawno-Zdrój, ul. Jh Cotton Europe 1
: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

**PODUSZKA PIKOWANA Z NADRUKIEM LEA
70X80CM**

REF PLA 1
Ilość sztuk: 9



15905428034403

WPP70-MFAA-P691B

ETYKIETA logistyczna

JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno Zdrój
tel: +48 74 8456630, fax: +48 74 8456629

PODUSZKA PIKOWANA Z NADRUKIEM LEA
70X80CM


szt. jedn.
9 x 6 = 54

CONTENT / ZAWARTOŚCI:
15905428034403
COUNT/LICZBA:

9
PURCHASE FROM / KUPONO OD:
5909000718906
SSCC:
059054280000000029



(02)15905428034403(37)9



(412)5909000718906(10)29/07/22



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P691
OBSIAWIAJĄCE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70/80
/date/	/signature/	/signature/	PODUSZKA pikowana LEA
E.Sajko			BIEDRONKA
16.03.2022			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	0,56mb microfibra druk BELLE 72gsm 220cm 5% 73x167 220cm:3
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	Usage in linear metre without scrap Scrap % Panel size	0,56mb Flizelina 15g/m2 szer. 240cm 5%
KROJENIE CUTTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę	Linia nr Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Waga w kg + % Odpadu	Line number Current Speed per 1 person / shift Weight in kg Scrap %	1032 P 4 2300 szt 900g 2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr Waga flisa z rozkroju i z wykrojem +% Odpadu Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Line number Weight in kg Scrap % Carding - speed per 1 shift	OWATA 70g/m2 szer 230cm 5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących	Line number Current Speed per 1 person / shift Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	REACHPEACE - 1016 KANAŁ FALA co 10cm (500mb) 890szt NG- 55mb ND- 0,000991kg
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę Zużycie nici w metrach bieżących Zużycie w metrach bieżących zamka	Current Speed per 1 shift Usage in linear metre Usage in linear metre zip	1200 szt 1014 Autotic poszewka pikowana / LUB SZYTA U PODWYKONAWCY ov- igły-15mb/1szt overlocki, chwytacze-40,00mb 2,10mb nici do zaszywania poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2 + snd280-22/7/10
PRZEWRACANIE ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	800szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących + % Odpadu	Usage in linear metre Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift	500szt - rolowana do worka + etykiety zgodnie z kartą 2300szt k x9 karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 190g waga poszewki pikowanej (71x166) 900g wypełnienie waga : min -1040g max - 1090g

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P671
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		
OPRACOWANE przez /PREPARED by		70/80
/date/		PODUSZKA pikowana LEA
/signature/		BIEDRONKA
		21.02.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,82mb microfibra druk BELLE 72gsm 175cm
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,82mb Flizelina 15g/m2 szer 180 cm
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1500 szt
	Waga w kg	850g (do poszewki pikowanej z flisem napchamy 850g wypełnienia)
	+ % Odpadu	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	100g/m2 flis
	ZUŻYCIE flisa z rozkroju i z wykojem	145g - zużycie flis / poszewka
	+% Odpadu	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	AUTOTIC 2 - 1024 KANAŁ FALA co 10cm 1200mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1460szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG- 50mb ND- 56mb- texturowane
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	23mb nici / szycie poszewki - automat
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	P3 - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	0,8mb / zaszywanie poduszki
	Zużycie w metrach bieżących zamka	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	
	+ % Odpadu	
ROLOWANIE	Rolowanie	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	900szt, pakowana do worka drukowanego
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	1500szt kx 8 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki
		WAGA POSZEWKI Z FLISEM - 240g +-5% 230g - 250g
		900g wypełnienie
		1090g +/-5% 1040g - 1140g
		WAGA GOTOWEJ PODUSZKI MUSI BYĆ JAK WYLICZONA
		PO WYPRODUKOWANIU TOWARU NA INSPEKCJĘ zmniejszamy wagę wypełnienia o 5 %
		(850g wypełnienie - 5% = 810g + 240g posz -(1050g + - 5% 1000g -1100g) - waga po inspekcji