

KARTA PRODUKTU			P742			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
25.04.2025	Dział Rozwoju Produktu					
Klient / Kraj dostawy		Kraj				
Nazwa produktu		PODUSZKA pikowana MAYTIME				
Rozmiar		50x60 cm				
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowego wyrobu		waga: min - 530g max - 560g				
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-MFAA-P742				
Kod kreskowy EAN		5905428030101				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		PMT 1 IU/JCE/PMT/Rev.0/01.2021				
Opis materiału / szerokość		microfibra Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-AA-04				
Opis poszewki/Wzór pikowania		rolka pikowana z owatą 70 g/m² i filizeliną 15/17g/m²- szer 240cm PP50-MFAA-FALA-10				
		poszewka bez wszywek PP50-MFAA-P742-A2				
		KANAL FALA, co 10 cm 				
Waga i rodzaj wypełnienia		400 g kulka poliester regenerat				
Linia i maszyna		AT2 / P3				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					WSZYWKA	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE						
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					ETYKIETA	
Opakowanie jednostkowe		Worek z uchem				
zamknięcie worka/torby		prasa				
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA z ulotką medyczną na odwrocie				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI	
Opakowanie zbiorcze		karton 80x60x40cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	2 szt z kodem zbiorczym 15905428030108		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	8			
		ilość kartonów na palecie	8 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)			
		CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						

ETYKIETA A3 wkładana do torby



DESIGN

WYRÓB MEDYCZNY

MayTime
Poduszka
50x60cm

WYPEŁNIENIE:
100% poliestru (mikrofibra)

POSZYCE:
100% poliestru
(włókna poliestrowe silikonowane)

CE MD

Przeznaczenie: do użytku w domu i w szpitalu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu.

PL WYRÓB MEDYCZNY

PODUSZKA MAYTIME

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:
Poduszka służy do podparcia głowy i szyi podczas snu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:
Poduszka powinna być używana zgodnie z przeznaczeniem. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:
Poduszka służy do podparcia głowy i szyi podczas snu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI:
Wyroby medyczne powinny być przechowywane w suchym, ciemnym miejscu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu. Wyroby medyczne nie są przeznaczone do użytku w szpitalu.

WYKAZ SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNACZNIU WYROBU:

CE	MD	REF	PMT 1
LOT	19/05.25	15905428030108	WPP50-MFAA-P742

wszywka pielęgnacyjna

WYPEŁNIENIE: 100% poliestru (mikrofibra)

POSZYCE: 100% poliestru (włókna poliestrowe silikonowane)

WYRÓB MEDYCZNY

PODUSZKA MayTime
50 x 60 cm

WYPEŁNIENIE:
100% poliestru (mikrofibra)

POSZYCE:
100% poliestru (włókna poliestrowe silikonowane)

WYKAZ SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNACZNIU WYROBU:

CE	MD	REF	PMT 1
LOT	19/05.25	15905428030108	WPP50-MFAA-P742

etykieta zbiorcza na karton

poduszka MayTime 50x60

REF PMT 1 **Ilość sztuk: 8**

LOT 19/05.25

15905428030108

CE **!**

WPP50-MFAA-P742

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P742	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
		/signature/	
E.Sajko			
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb microfibra 83g/m2 - belka 240cm cięta na pół
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6mb Flizelina 15g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt
	Waga w kg	Weight in kg	420g - WAGA WYPEŁNIENIA ZMNIJSZONA TYLKO DO POSZEWKI Z FLISEM
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	flis 100g/m2
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	110g - zużycie flisa / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 KANAŁ FALA co 10cm (1200mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 40mb ND- 43mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	17mb - szycie poszewki - automat
SZYCIE BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 shift	1,5mb zaszywanie poduszki / stębnówka
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	750szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	kx 10 karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki pikowanej 140g (+- 5 %) 130g - 150g
			wypełnienie - 420g
			560g [+/-5%] 530g - 590g