


KARTA PRODUKTU		P786			
Data:	Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU	
31.07.2026	Dział Rozwoju Produktu				
Klient / Kraj dostawy	INTERMARCHÉ PODUSZKA Pro Comfort 70x80 rozmiar max 70x80cm (+0/-1cm) min - 930g max - 980g WPA70-MFA1-P786 5905428040766 PCF 2 MICROFIBRA 72 g/m² - szer. tkaniny 180 cm SMF18-A1-01-L cięta na wąskie belki szer. 90cm SMF90-A1-01-L Poszewka gładka - pinsoniczna kulka poliestr regenerat SPS32-BR 900 g P4_PINS				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu					
Kod magazynowy/indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
REF					
Opis materiału / szerokość					
Opis poszewki					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA	
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONIC					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				OPAKOWANIE	
Opakowanie jednostkowe	Rękaw szer.290mm z nadrukiem antyuduszeniowym Nakłucia wykonuje maszyna				
Zamknięcie worka	Zgrzew – automatycznie Nadmiar folii odcinamy				
Dodatkowe komponenty	Etykieta-naklejka + ulotka medyczna na automat				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI	
Opakowanie zbiorcze	półshipper + dekiel 800x600x1000	NAKLEJKA ZBIORCZA - 2 SZT Z KODEM 45905428040764			
	ilość szt. w kartonie	20			
	ilość kartonów na palecie	2 PALETA SZTAPLOWANA			
TRANSPORT / Paletowanie	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka z wydrukowanym LOT Poduszka rolowana do rękawa z nadrukiem antyuduszeniowym z ulotką medyczną, na rolkę automatycznie naklejana etykieta (nakłucia w rękawie wykonuje maszyna, nadmiar folii po zgrzaniu usuwamy). Dekieli przykrywający shipper ma być przyklejony do kartonu taśmą klejącą. Etykiety zbiorcze wg projektu. Paleta sztaplowana.					

FOUNDED SINCE 1974

JOHN COTTON

EUROPE

ProComfort

Poduszka 70x80cm

POSZYCIE:
100% pollester

WYPEŁNIENIE:
100% pollester

WWW.JOHN COTTON.EU

WYRÓB MEDYCZNY

9 905428 040766 >

OEKO TEX®

STANDARD 100

by OEKO TEX AG

www.oeko-tex.com

PRODUCENT:

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.

ul. John Cotton Europe 1

88-300 Skrzyszewo, Ząbki, Polska

WYPRODUKOWANO W POLSCE

60°C

ŁĄTWO PRANIE W 60°C

[illegible]

SWP786

LOT: 52/08.2026

M/3CL/PCF/Rev.0/10.2024/PL




PODUSZKA PROCOMFORT
70 x 80 cm

WYRÓB MEDYCZNY

POSYŁKI: 100% poliolefin
WYFINIENIE: 100% poliolefin




STANDARD 100
www.oeko-tex.com



www.johncotton.eu

PRODUCENT:
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Buczaw-Zdrój, Polska
tel. +48 74 84 56 46
e-mail: cat@johncotton.eu









5 0505228040756

REF PCF 2

LOT 32/08.2026

MIĘKIE ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI

WYPRODUKOWANO W POLSCE

John Cotton Europe Sp. z o.o.
98-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

Poduszka ProComfort 70x80

REF PCF 2

liczba sztuk: 20



45905428040764

LOT 31/07.26

WPA70-MFA1-P786

SPOSÓB PRZECZYNYWANIA I KONSERWACJI
Wyrób transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania, należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zawartość oraz uszczelnienie mechanicznie. Wyrób przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu.
Nie narażać wyrób na działanie niskiej temperatury i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Proces konserwacji wyrób przeprowadzać, co najmniej 3 razy w roku.
Nie przechowywać wyrób zabrudzonego lub zawilgoconego. Nie pracuj z wyróbiem innego typu. Po przeprowadzeniu procesu należy mocno strząsnąć opakowanie. Należy stosować następujące parametry konserwacji wyrób:



UWAGA: Wyrob należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozcieńczających, w celu eliminacji alergenów.

SKŁAD
Poszycie: 100% poliester;
Wypełnienie: 100% poliester

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYROBÓW

	Oznakowanie CE (potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745)		Producent		Wyrób medyczny
	Zapczyj do instrukcji uzywania		Numer katalogowy		Numer serii
	Trzymacz z dala od swiatla slonecznego		Chronic przed wilgocią		Dopuszczalna temperatura

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBU

	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny		Nie stosować bielenia		Nie czyścić chemicznie
	Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej; temperatura niska; temperatura wyjściowa maks. 60°C		Nie prasować		

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczecznio-Zdrój, Polska, telefonizmie pod numerem telefonu: +48 74 856 446 lub elektronicznie na adres e-mail: orzecz@johncotton.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miało miejsce incydent.

 "John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 448 | orders@johncotton.eu
www.johncotton.eu

 
PAP



IUJCE/PCF/Rev. 3/11.2024 | PL

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		P786
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez / PREPARED by /signature/	PODUSZKA Pro Comfort
		70x80
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	WPA70-MFA1-P786
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,73mb
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	90x146 (cięcie belki 180cm : 2x90cm)
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	P4_PINS szycie i napychanie
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2000 szt
	Waga w kg	900g
	+ % Odpadu	2%
PAKOWANIE PACKAGING	Rollowanie	automat - rolowanie
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	2000 szt./os - pakowanie do shippera
	Worek/prasowanie/karton	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki
		waga poszewki - 80g
		wypełnienie - 900g
		min - 930g max - 980g